

Castellini Skema 6

Ausstattungsmerkmale:

Arztelement:

- Full Touch Multimedia-Display HD und USB Anschluss
- Lichtturbinenmodul mit 4 -Wege - Midwest - Anschluss
- 2x Implantor Lichtmotor LED FLUO (mit Endofunktion)
- Zahnsteinentfernungsgerät mit Licht Typ EMS
- Mehrfunktionsspritze
- Asymetrisches Traytablett
- Warmwasserheizung Spray
- Pneumatische Bremse
- Vorbereitet für Multimedia



(Abbildung Beispielhaft)

Assistenzelement:

- Motorisch schwenkbare Speischale
- Doppelgelenkarm mit Höhenverstellung und 4 Köcher
- Großer und kleiner Sauger
- 3F-Spritze
- Wasserblock nach DVGW mit permanenter Desinfektion
- Schlauch-Autosterilsystem
- RKI-Spülung (Time Flushing)
- SHD Saugschlauch-Spülsystem
- Vorbereitet für Nassabsaugung mit Dürr MSBV

Patientenstuhl:

- Pneumatische dreiachsige Kopfstütze
- Absaugstopp über Bodenplatte
- Warmwasser Mundglas
- Armlehne links
- Softpolster Memory Foam
- Rückenlehne Standard Castellini

Weitere Ausstattung:

- OP-Leuchte Venus LED MCT (Multi Colours Temperature)Behandlungsleuchte No-Touch
- Druckfußschalter Wireless
- Fremdgeräteanschluss
- Lack weiß
- 2 Jahre Garantie + 2 weiteres Jahr Ersatzteilegarantie (Voraussetzung Ersatzteilegarantie: Wartungen nach Herstellervorgaben)

Listenpreis € 58.285,--zzgl. MwSt.

Aktionspreis:

€ 31.900,-- zzgl. MwSt.

Montage € 990,-- + € 250,-- Transport

Das Angebot ist gültig bis einschließlich 30.06.2026.