

# ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



Aktionspreis

**25.990,-**

## VistaPano S

Das 2D-Panoramaröntgengerät mit S-Pan Technologie für eine einfachere Diagnostik.

- Csl-Sensor für bessere Bildqualität und reduzierte Strahlenexposition.
- Extrem schnell: OPG-Aufnahme ab 7 Sekunden.
- 7" Touch-Display für intuitive Bedienung.
- Kompakt: Schlankes Design, kleine Stellfläche.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

122248



Panoramaröntgengerät 2D

Hersteller-  
Listenpreis 32.990,-

## VistaVox S

Hervorragende 2D- und 3D-Aufnahmen mit nur einem Gerät.

- Ideales 3D Abbildungsvolumen in Kieferform (Ø 130 x 85 mm).
- 3D Volumen für einzelne Kieferregion in 80 µm Auflösung (Ø 50 x 50 mm).
- S-Pan Technologie für 2D Aufnahmen.
- OPG-Aufnahme ab 7 Sekunden.
- 7" Touch-Display für intuitive Bedienung.
- VistaSoft - intuitive, offene Imaging Software mit AI Funktionen für effizienteres Arbeiten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

126439



2D-/3D-Hybridröntgensystem, VistaSoft Imaging-Software DVD, inkl. entsprechender Lizenzen für 2D und 3D Röntgen, sowie für Konstanz- und Abnahmeprüfungen. USB Dongle zur Freischaltung der 3 D- Rekonstruktion, USB-Stick mit gerätespezifischen Kalibrierdaten, PCI Express Framegrabberkarte, 10 m Lichtleiterkabel, Handauslöser mit Halterung, Aufnahme Aufbiss/Kinnstütze, 3 Aufbissstücke, Kinnauflage für Zahnlose, Positionierhilfe für Kiefergelenksaufnahme, Positionierhilfe für Sinusaufnahmen, Kopfstützen Plus Set, Wandhalterung Set kurz, 100 Hygieneschutzhüllen für Aufbissstück, Prüfelementehalter 2D Pano

Hersteller-  
Listenpreis 73.590,-



Aktionspreis

**51.990,-**



## VistaScan Mini View 2.0

Der leistungsstarke VistaScan Mini View 2.0 ist ein Speicherfolienscanner für höchste Ansprüche in Bezug auf Bildqualität, Bedienkomfort und Performance. Im Zusammenspiel mit VistaScan Speicherfolien IQ ermöglicht er ein umfangreiches Paket an intelligenten Automatisierungsfunktionen, die Komfort, Sicherheit und Effizienz spürbar erhöhen. Mit dem Easy Feed Konzept können Speicherfolien sehr schnell und unmittelbar nacheinander eingelesen werden. Der Smart Scan Workflow bietet die Möglichkeit IQ Speicherfolien mit dem Patienten zu verknüpfen und Verwechslungen gehören der Vergangenheit an.

216256



VistaScan Mini 2.0 inklusive  
Smart Reader

Hersteller-  
Listenpreis 10.499,-



Aktionspreis

**6.990,-**

# Unser Serviervorschlag

## DIE PERFEKTEN PARTNER FÜR EINEN ABGESTIMMTEN WORKFLOW



Mehr erfahren unter:  
[dentsplysirona.com/x-smart-pro-plus](https://dentsplysirona.com/x-smart-pro-plus)



Man nehme den **X-Smart Pro+** Motor,...



...kombiniere ihn mit dem **SmartLite Pro EndoActivator**...



...und erhalte eine **schnelle und erfolgreiche Endo!**



Dentsply Sirona / VDW

altmann dental GmbH & Co. KG  
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION  
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000  
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck  
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura·dent  
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER  
Oldenburger Dental - Depot seit 1927  
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

KERN

C. Klöss Dental  
Einrichtung · Material · Planung · Service  
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT  
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS  
Erfahrung macht den Unterschied.

rheinland dental  
full-service-center

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN  
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung  
finden Sie unter [www.dental-union.de](http://www.dental-union.de)  
im Bereich „Vertriebsstruktur“.



[www.dental-union.de](http://www.dental-union.de)

## KaVo uniQa

Die neue Premium-Kompaktklasse!  
Diese Behandlungseinheit definiert einen neuen Standard im Mittelpreissegment, die Generation der Premium-Kompaktklasse. Mehr Design, mehr Komfort und mehr Freude verbinden sich zu einem einzigartigen Produkterlebnis.

### Grundausrüstung:

- Modernes, sportlich-kompaktes Stuhl-Design für ein Höchstmaß an Ergonomie
- Intuitive Arbeitsabläufe durch das integrierte Hygienesystem und das übersichtliche Bedienkonzept des Touchdisplays
- Wahl aus vier Lackfarben, Polsterung nach Wahl aus KaVo Farbkarte
- Hohe Variantenvielfalt für eine individuelle Konfiguration.

### + Ausstattungspaket uniQa Professional:

- Lichtturbineneinrichtung mit MULTiflex Kupplung 465 LED
- 2 x INTRA LUX Motor KL 703 LED
- PiezoLED Scaler
- Mehrfunktionshandstück
- Dreifunktionshandstück Assistenz
- Behandlungsleuchte KaVoLUX 540 LED inkl. Aufbaustange

### + Ausstattungspaket uniQa Comfort:

- Funk-Fußanlasser
- Komfortkopfpolster

## AKTIONSPAKET

1 x KaVo uniQa T Grundausrüstung  
1 x Ausstattungspaket uniQa Professional  
1 x Ausstattungspaket uniQa Comfort

Hersteller-Listenpreis 56.323,-

Paketpreis

**40.790,-**



uniQa jetzt auch optional mit RELAXline Polster erhältlich



KaVo uniQa T



KaVo uniQa S



KaVo uniQa C



Rechts- Links Version Assistenzelement



**KAVO**  
Dental Excellence

Auftrags-  
eingang bis  
zum 14.06.2024.  
Die Auslieferung  
erfolgt nach  
schnellstmöglicher  
Produktion.

## KaVo Primus™ 1058 Life TM

- Arztelement mit integriertem Display und Direktwahl-tasten
- Fünf integrierte Instrumentenablagen
- Rechts- oder Linkshändereinheit; Tisch-, Schwingen- und Cart-Variante
- Moderne Patientenkommunikation CONEXIO inkl. IO-Kamera und HD-Monitoren (optional)

### Grundausrüstung:

- Schwebendes Arztelement mit hängenden Instrumentenschläuchen
- Lackierung KaVo dentalweiß, Polsterung nach Wahl aus KaVo Farbkarte

### + Ausstattungspaket Primus™ Professional:

- Lichtturbineneinrichtung mit MULTiflex Kupplung 465 LED
- 2x INTRA LUX Motor KL703
- PiezoLED Ultraschallscaler
- Dreifunktionshandstück Assistenz und Arztelement
- Behandlungsleuchte KaVoLUX 540 LED inkl. Aufbaustange
- Memospeed-Anzeige

Paketpreis

**29.590,-**

## AKTIONSPAKET

1 x Primus™ 1058 Life Grundausrüstung  
1 x Ausstattungspaket Primus™ Professional

Hersteller-Listenpreis 44.136,-

• Lieferumfang gemäß Aktionsbeschreibung – ohne optionale / aufpreispflichtige Ausstattungen wie Arbeitsstühle, Patientenkommunikation CONEXIOcom Vision, CONECTbase Vision und RELAXline Softpolster. Abbildung kann weitere optional erhältliche Ausstattungen enthalten. Details und Preise zu abgebildeten oder weiteren Ausstattungsvarianten nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

Aktionen gelten nur für Deutschland

## Gutta-Smart™

Gutta-Smart™ ist ein kabelloses Obturations-system für die warme vertikale Obturation. Das System enthält je ein Handstück für Down-pack (Pack) und Backfill (Flow) Techniken zur Obturation des Wurzelkanal-systems. Es bietet eine komplette Lösung für die warme vertikale Obturation. Die kabellosen Handstücke sind mit leistungsstarken Akkus ausgerüstet, deren Ladung für einen Tag ausreichen.

204909

Obturationssystem Kit 1 x Flow-Handstück, 1 x Pack-Handstück, 1 x Basisstation, 1 x Gutta-Smart™ Conform Fit™ Guttapercha Kartuschen 20G (1 Blister mit 10 Kartuschen), 1 x Gutta-Smart™ Conform Fit™ Guttapercha Kartuschen 23G (1 Blister mit 10 Kartuschen), 3 x elektrische Hitzepluggen (klein, mittel, groß), 1 x Gutta-Smart™ Flow-Heizelement, 1 x Kanülenbiegewerkzeug, 1 x Netzwerkadapter, 4 x Steckeradapter (Typ A/C/G/I), 2 x Verschluss-kappe (je 1 x für Pack- und Flow-Handstück)

Hersteller-  
Listenpreis 2.360,-

 Dentsply  
Sirona

Aktionspreis  
**2.170,-**



## SmartLite® Pro

SmartLite® Pro - Leistung in ihrer schönsten Form: Die einzigartige modulare Polymerisationslampe kombiniert eine unübertroffene Durchhärtequalität mit innovativer Funktionalität und hochmodernem Design!

- Polymerisationsaufsatz: Lichthärtung von Adhäsiven, Kompositen und Befestigungszementen.
- Transilluminationsaufsatz: Diagnostisches Hilfsmittel zur Erkennung approximaler Karies und frakturierter Zähne sowie zur Ausleuchtung endodontischer Zugangskavitäten.
- Zweiter Akku - Wechsel mit einem Klick für ständige Verfügbarkeit.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

203581

Einführungspackung SmartLite® Pro 1 x Handstück, 1 x Cure Tip, 1 x Illumination Tip, 2 x Akkus, 1 x Ladestation, 3 x Lichtschuttschild, 1 x Netzteil mit USB-Ladekabel, 100 x Schutzhüllen, 1 x Aushärtungsübersicht

Hersteller-  
Listenpreis 1.598,30

Hersteller-  
Listenpreis 1.598,30

Aktionspreis  
**1.460,-**



## SmartLite® Pro EndoActivator™

Das modulare System SmartLite® Pro unterstützt eine Vielzahl von klinischen Verfahren. Mit dem EndoActivator™ Aufsatz erweitern wir das Einsatzspektrum der SmartLite® Pro. Aktivierung der Spüllösung für effiziente Keimreduktion im Wurzelkanal während endodontischer Behandlungen.

217794

Nachfüllpackung Aufsatz, 1 Gebrauchsanweisung, 1 Technikkarte, 100 Schutzhüllen, 75 Tips (25 x small, 25 x medium, 25 x medium long)

Hersteller-  
Listenpreis 449,-

Ideale  
Ergänzung zu  
SmartLite® Pro

Aktionspreis  
**409,-**



 Dentsply  
Sirona

 VDW  
MAILLEFER

## X-Smart® Pro+

Entwickelt, um die Performance der Dentsply Sirona und VDW Feilensysteme zu optimieren!

Der leistungsstarke tragbare Motor X-Smart Pro+ mit integriertem Apex Locator optimiert die Performance der endodontischen reziproken, sowie rotierenden Feilensysteme von Dentsply Sirona und VDW, einschließlich ProTaper Ultimate, WaveOne Gold, TruNatomy sowie VDW.ROTATE und der RECIPROC Familie.

218397

X-Smart® Pro+ Endo-Motor mit neuer patentierter sensorloser Motorsteuerung, integriertem Apex Locator, Mini-Winkelstück mit integrierter LED, 360° einstellbare Position, Edelstahl Handstückhülse, magnetischer Handstück Halter, Zubehör Box (Ladegerät mit Universal-Netzadapter), Lippen Clip, Feilen Clip, Y-Verbindungskabel

Hersteller-  
Listenpreis 2.800,06

Aktionspreis  
**2.595,-**





Aktionspreis  
**479,-**

## Thermaprep

Ofen zur Erwärmung von Obturatoren für eine einfache, sichere und zeitsparende 3-D-Obturation mit fließfähiger warmer Guttapercha.

216800  
Ofen 230 V

Hersteller-  
Listenpreis 478,58

## GuttaCore® Pink Starter Kit mit Thermaprep 230V

GuttaCore® ist der erste Obturator mit einem Kern aus vernetzter Guttapercha:

- Exzellente 3-D Füllungen: 3-dimensionale Verteilung warmer Guttapercha, berücksichtigt die Kanalanatomie, Seitenkanäle und Isthmen.
- Mühelose Revision: Kern aus Guttapercha, kein Plastik!
- Einfache Stiftpräparation: Bohrer dringt ein und entfernt das Obturationsmaterial mit Leichtigkeit.

216390

Starter Kit 1 Thermaprep Ofen 230 V,  
4 x 6 Obturatoren (2 x ISO 025,  
1 x ISO 030, 1 x ISO 040), 1 Verifier-Kit  
(6 x Verifier ISO 020-045, 25 mm)

Hersteller-  
Listenpreis 518,-

Dentsply  
Sirona

VDW®  
MALLEFER



Aktionspreis  
**439,-**

## Thermodesinfektor PG 8581

Unterbau/Standgerät mit Deckel, weiß, Leistung: z. B. 44 Übertragungsinstrumente oder Absauger in Kombination mit Modul A 315 sowie weiteres Spülgut.

- Hohe Kapazität und Flexibilität dank 2 Spülebenen.
- Mehr Hygiene und Sicherheit durch innovatives Spülsystem und hochentwickelter Sensorik.
- Trocknungsfunktion EcoDry.
- Zwei integrierte Dosierpumpen zur Dosierung von Prozesschemikalien.
- Inklusive Ethernet-/WLAN Modul zur Vernetzung mit digitalen Produkten,  
**Neu: Ab jetzt Miele MOVE ready!** (Optional Data Diary zur App-basierten Prozessdokumentation erhältlich).
- Außenmaße (B x H x T) 600 x 835 (820) x 600 mm.

123554

Desinfektor inklusive  
Kommunikationsmodul XKM  
3200 LMD

Hersteller-  
Listenpreis 8.290,-

Miele

125  
Years

Ein Versprechen,  
das bleibt.  
**125 Jahre  
Qualität.**  
Mitfeiern und  
Jubiläumsvorteile  
sichern.\*

\* Feiern Sie mit und sichern Sie sich 125 Wochen Miele Garantie und 1 Jahr Miele MOVE Starter Doc inkl. Prozessdokumentation ohne Berechnung beim Kauf eines Aktionsgerätes. Zu den Jubiläumsvorteilen: [miele.de/pro/125-dent](http://miele.de/pro/125-dent).



Aktionspreis  
**7.190,-**

## PSPIX 2. Generation

Kompaktes Design: der kleinste Speicherfolienscanner auf dem Markt für Ihren persönlichen Komfort.

- Single- oder Multi-User (bis zu 10 Workstations), mit Mac- und Windows-Betriebssystemen kompatibel.
- Intuitive Bedienung dank exklusivem „Klicken & Scannen“-Konzept.
- Konform mit der aktuellen Röntgenverordnung.

204233

Speicherfolienscanner inklusive 4 Speicherfolien (Größe 1, Größe 2), 200 Biss-Schutzhüllen mit Einweghygieneschutzhüllen (Größe 1, Größe 2), Speicherfolien-Vorratsbehälter, Touchscreen Stift, SoproWipes Reinigungstuch, Netzteil, Netzwerkkabel, AIS 3.0 Software für Windows und Mac.

Hersteller-  
Listenpreis 8.543,-

acteon



Aktionspreis  
**6.190,-**

## 3M™ CapMix™

3M™ CapMix™ Universalmischgerät ist ein praktischer Kapselhalter, der sich für alle Kapselprodukte von 3M™ eignet.

**23848**  
Anmischgerät

Hersteller-  
Listenpreis 651,36



Aktionspreis  
**443,90**

Aktionspreis

**885,90**



## 3M™ Pentamix™ 3

Auf Knopfdruck liefert das automatische Mischgerät 3M™ Pentamix™ 3 eine völlig homogene und blasenfreie Mischung für absolut akkurate Abformungen und perfekt sitzende Restaurationen, jederzeit.

**89278**  
Mischgerät 230 V

Hersteller-  
Listenpreis 1.299,14

**3M** Science.  
Applied to Life.™

## 3M™ Pentamix™ Lite

Mischgerät zum automatischen Anmischen und Dosieren von allen Penta™ Abformmaterialien von 3M™. Auf Knopfdruck liefert Ihnen dieses äußerst einfache zu bedienende, leichte (nur 6,7 kg) und robuste 3M™ Pentamix™ Lite automatische Mischgerät eine völlig homogene und blasenfreie Mischung für akkurate Abformungen. Bitte beachten: bei Pentamix™ Lite handelt es sich um ein geschlossenes System, d. h. es können nur 3M™ Penta™ Abformmaterialien verarbeitet werden und keine Schlauchbeutelmaterialien anderer Hersteller.

**112103**  
Mischgerät inklusive  
leere Kartusche,  
Gebrauchsanweisung

Hersteller-  
Listenpreis 699,80



Aktionspreis  
**476,90**



## 3M™ Elipar™ Deep Cure S / L

Die beiden Elipar™ LED-Polymerisationslampen von 3M™ vereinen hohe Leistung, Zuverlässigkeit, Design und einfache intuitive Bedienung auf einzigartige Weise.

**118542**  
Cure-S aus Edelstahl

Hersteller-  
Listenpreis 1.587,48

**118543**  
Cure-L aus Kunststoff

Hersteller-  
Listenpreis 831,54

Aktionspreis ab  
**566,90**

## 3M™ RotoMix™ Rotationsmischgerät für Kapseln

Das 3M™ RotoMix™ Rotationsmischgerät bringt durch Rotationsmischprinzip eine komplett homogene Mischung aus.

- Praktisch blasenfreie und leichte Ausbringung des Materials durch Zentrifugenbewegung.
- Frei programmierbare Mischzeit und direkt anwählbare Festzeiten (8 und 10 Sek.).

**84787**  
Mischgerät 230 V

Hersteller-  
Listenpreis 1.018,43

Aktionspreis

**694,90**





## Careclave 618

Die Revolution der Instrumenten-Aufbereitung: Reinigung, Desinfektion, Pflege und Sterilisation in nur einem Gerät

- Reinigung, Desinfektion, Pflege und Sterilisation in nur einem Gerät
- Aufbereitung und ggfs. Pflege von bis zu 8 Übertragungsinstrumenten, ZEG-Spitzen und Prophylaxe-Handstücken (jetzt auch von EMS AIR-FLOW Prophylaxis Master) in den Careboxen
- Dokumentierte Spannzangenpflege mit ADDcare direkt am Gerät
- Sterilisation von bis zu 11 kg in Rekordzeit
- Extragroßes Smart-Touch Display mit integrierter Freigabesoftware
- Dokumentation per USB-Stick und Netzwerk
- Die weltweit einzigartige 4-in-1 Lösung spart somit erheblich Zeit, Geld und Platz im Aufbereitungsraum.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

210561

Instrumenten Aufbereitung inklusive USB-Stick, Hitzeschutzhandschuh und seitlicher Gerätehalterung für Carebox

Hersteller-Listenpreis 15.174,-

### AKTIONSPAKET

- 1x Careclave 618
- 1x Carebox blue
- 1x Halterung universal (kurz)
- 6 x Tablett für Halterung Universal (kurz)
- 2 x Tablett für 40-B+ schmal
- 1x MELAcontrol Standard Set
- 1x MELAdem 53
- 8x Adapter nach Wahl

Hersteller-Listenpreis 20.382,-

Paketpreis  
**13.690,-**

4in1  
Lösung



Abbildung zeigt aufpreispflichtigen Rollenhalter Deluxe

## MELAseal® 200

Instrumente zu versiegeln kann so einfach sein:

Das validierbare Balken-Siegelgerät überzeugt mit sehr kleiner Aufstellfläche und hervorragendem Bedienkonzept. Bereits nach 90 Sekunden Aufheizzeit ist das Siegelgerät einsatzbereit. Anschließend können Folienverpackungen nacheinander ohne Unterbrechung versiegelt werden. Die Zeit pro Siegelung beträgt lediglich 3 Sekunden.

Zur umfangreichen Ausstattung gehören u.a. eine Seal Check Funktion mit Reminder, eine Benutzerverwaltung und ein variabler Energiesparmodus mit Standby-Funktion. Die erforderliche Dokumentation erfolgt komfortabel per USB-Stick oder direkt am PC.

109507

Siegelgerät inklusive Handgriff, USB-Stick, Netzkabel, BA, Kalibrierzertifikat, ohne Rollenhalter Deluxe

Hersteller-Listenpreis 1.624,-

Aktionspreis  
**1.299,-**

## Vacuclave 318

Der MELAG Preis-Leistungs-Sieger: Mehr Leistungsstärke, herausragende Trocknungsergebnisse und lückenlose Rückverfolgbarkeit – Die neuen Prime Line Autoklaven überzeugen auf ganzer Linie:

- Einzigartige MELAG Qualität – made in Germany
- Heavy Duty Programm für bis zu 7 kg Beladung
- DRYtelligence für optimale Ergebnisse und bis zu 80% kürzere Trocknungszeiten
- Smart-Touch-Display mit LED-Statusanzeige
- Chargenfreigabe und Benutzerauthentifizierung direkt am Display
- Datenprotokollierung über USB oder Netzwerk
- Stand-alone Konzept mit integrierten Wassertanks und hocheffizienter Luftkühlung
- EasyCare Routinekonzept und Power Save Energiesparmodus für anwender- und umweltfreundliche Sterilisationsprozesse

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

217862

Vacuclave 318 inkl. USB-Stick

Hersteller-Listenpreis 7.109,-

### AKTIONSPAKET

- 1x Vacuclave 318
- 1x Halterung A Plus kurz
- 5x Tablett f.30-B/31-B/40-B/41-B,29-S/29V-S/Typ 28-30
- 1x MELAcontrol Standard Set

Hersteller-Listenpreis 7.921,-

Paketpreis  
**6.490,-**



MELAG  
competence in hygiene

## MELAtherm® 10 Evolution

Die neue Evolution-Serie überzeugt durch maximale Leistung und Komfort:

- Großes Smart-Touch Display mit hilfreichen Video-Tutorials.
- AquaBoost Technologie für 44 % bessere Reinigung und bis zu 23 Übertragungsinstrumente.
- Aktive Trocknung zum Schutz vor Korrosion und Beschädigung der Instrumente.
- ProControl zur Chargen-Freigabe am Gerät.
- Dokumentation per CF-Card und Netzwerk.
- Aufnahme der Prozessmedien und des Dosiermoduls im Gerät.
- Remote Monitoring mit der kostenlosen MELAconnect App.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

203727

Thermodesinfektor DTA 400 V inklusive CF-Card, Metherm

Hersteller-Listenpreis 11.999,-

### AKTIONSPAKET

- 1 x MELAtherm® 10 Evolution DTA Thermodesinfektor
- 1 x Metherm® C Starterset

Hersteller-Listenpreis 12.188,-

Paketpreis  
**10.590,-**

### AKTIONSPAKET

Zubehörpaket light

- 1 x Basiskorb mit Injektorschiene und Cleanfinity Filter
- 1 x Kartenlesegerät für MELAflash CF-Card
- 1 x Flexkorb 2
- 1 x MELAstore-Tray 100 275x176x32mm
- 1 x Einsatzgestell für Gelenkinstrumente und Abdrucklöffel
- 1 x Kleinteile-Behälter
- 1 x Instrumentenkorb für stehende Instrumente
- 1 x Einsatzgestell Universal Flex 2

Hersteller-Listenpreis 2.477,-

Paketpreis  
**2.059,-**



## Lisa Remote Plus 17 ioDent®

Wasserdampfsterilisator Typ B mit ioDent®-Anbindung für eine vernetzte und intelligente Wiederaufbereitung.

**212396**  
Wasserdampfsterilisator  
Hersteller-  
Listenpreis 10.123,-

**21457**  
Multidem C27  
Hersteller-  
Listenpreis 487,-



### AKTIONSPAKET

1 x Lisa Remote Plus 17 ioDent®  
1 x Multidem C27  
Hersteller-Listenpreis 10.610,-



Paketpreis  
**7.190,-**

## Assistina TWIN

Die Assistina TWIN ist das erste automatische Ölpflegegerät, dessen Pflegeprozess nur 10 Sekunden pro Instrument in Anspruch nimmt.

- Geringe Wartezeiten durch Zwei-Kammernsystem.
- Assistina TWIN Care Set ausreichend zur Aufbereitung von bis zu 2.800 Instrumenten.

**216631**  
Assistina TWIN inklusive  
TWIN Care Set  
Hersteller-  
Listenpreis 3.331,-

**neu:**  
Im Lieferumfang  
jetzt enthalten  
je 1x Quick RM und  
ISO Adapter



Aktionspreis  
**2.390,-**

## VALO™ CORDLESS

- Breitband-LEDs mit hoher Lichtenergie: Aushärtung aller Dentalmaterialien (385 - 515 nm).
- Optimal gebündelter Lichtstrahl: gleichbleibende, gleichmäßige Leistung.
- Drei Polymerisations-Modi: Standard Power, High Power, Xtra Power.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**62482**  
Kit 1 VALO™ Cordless  
LED-Polymerisationslampe  
Black inklusive 4 aufladbare  
Batterien, 1 Ladestation mit  
Netzteil, 1 Light Shield,  
1 Handstückhalter,  
15 Hygieneschutzhüllen

Hersteller-  
Listenpreis 1.449,-

Aktionspreis  
**1.189,-**



NOCH MEHR  
SPAREN ??  
ABER  
HALLO!

### ABER-HALLO RÜCKGABE-AKTION

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines  
Altgeräts erhalten  
Sie eine Gutschrift  
in Höhe von

**200€**

ULTRADENT  
PRODUCTS, INC.

## VALO™ X

- Hochwertiges Aluminium aus der Luft- und Raumfahrt.
- 12,5 mm Linse, guter Zugang zu allen Zähnen.
- Aktivierung per Tastendruck oder durch Handbewegung. Kabelgebundene oder -lose Verwendung.

**216535**  
Kit VALO™ X LED-Polymerisationsleuchte  
inklusive 2 wiederaufladbare Batterien,  
Ladegerät, Netzteil (für Batterie-  
ladung oder Kabeladapter), 5 Linsen, Kabel-  
adapter, Handstückhalter, Lichtschild,  
15 Schutzhüllen

Hersteller-  
Listenpreis 1.949,-

Aktionspreis  
**1.599,-**



NOCH MEHR  
SPAREN ??  
ABER  
HALLO!

### ABER-HALLO RÜCKGABE-AKTION

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines  
Altgeräts erhalten  
Sie eine Gutschrift  
in Höhe von

**200€**

## VALO™ GRAND

Vereinigt alle Vorteile der VALO™ Polymerisationsleuchten mit einer 50 % größeren Linse (12 mm Durchmesser). Zweite Bedientaste an der Geräte-Unterseite für intuitives, bequemes Handling.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**132710**  
VALO™ Grand Cordless LED-Polymerisations-  
leuchte Cordless Black, 4 aufladbare Batterien,  
1 Batterieladegerät, 1 Netzgerät für das Lade-  
gerät, 1 Light Shield, 1 Handstückhalter,  
15 Hygieneschutzhüllen

Hersteller-  
Listenpreis 1.559,-



NOCH MEHR  
SPAREN ??  
ABER  
HALLO!

Aktionspreis  
**1.279,-**

### ABER-HALLO RÜCKGABE-AKTION

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines  
Altgeräts erhalten  
Sie eine Gutschrift  
in Höhe von

**200€**