

# ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



## 3M™ Imprint™ 4 Preliminary Penta™

Wo Alginate zahlreiche langwierige und stau-  
bige Arbeitsschritte erfordern, liefert Imprint  
4 Preliminary ganz bequem eine genaue und  
dimensionsstabile Abformung, die mehrmals  
ausgegossen werden kann.

114478 Pentas  
114479 Pentas Super Quick

114478 Pentas  
114479 Pentas Super Quick

Refill Packung 2 x 300 ml Basis,  
2 x 60 ml Katalysator

**83,50**



Paketpreis  
**324,90**



### AKTIONSPAKET

5 x Imprint™ 4 Preliminary Penta™  
2 x 300 ml Base,  
2 x 60 ml Katalysator nach Wahl

## 3M™ Imprint™ 4 Bite

Das scanbare VPS Bissregistrierematerial von 3M für alle okklusale Bissregistrierungen.  
Die hohe Endhärte (Shore-Härte A 90) gewährleistet hohe Stabilität und einfache Beschneid-  
barkeit. Hohe Genauigkeit und Dimensionsstabilität. Kurze Abbindezeit: 60 Sekunden für  
Patienten-Komfort und Praxis-Effizienz (20 Sekunden max. Verarbeitungszeit im Mund,  
60 Sekunden Mundverweildauer).

114482

Refill Packung 2 x 50 ml  
Garant Kartuschen, 5 Garant  
Mischkanülen grün, 5 Garant  
Applikationsdüsen

**2+1**

Aktionspreis  
**48,90**



**3M** Science.  
Applied to Life.™

Weitere  
Aktionen zu  
3M Artikeln nennt  
Ihnen gerne Ihr  
Dental-Union  
Fachhandels-  
partner

## 3M™ Imprint™ 4 Penta™

Vinyl Polysiloxan Abformmaterial. Das A-Silikon  
Präzisions-Abformmaterial Imprint™ 4 sorgt für  
einen schnelleren Abformprozess und höchste  
Präzision. Kürzeste Mundverweildauer (01:15 bei  
Super Quick Version).

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt  
Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

107601 Pentas Heavy

107602 Pentas Super Quick Heavy

107600 Pentas Putty

Refill Packung 2 x 300 ml Basis-  
paste, 2 x 60 ml Katalysator

**156,90**



Paketpreis  
**609,90**

### AKTIONSPAKET

5 x Imprint™ 4 Penta™ 2 x 300 ml Base,  
2 x 60 ml Katalysator nach Wahl

## 3M™ Imprint™ 4 Light

Das A-Silikon Präzisions-Abform-  
material Imprint™ 4 sorgt für einen  
schnelleren Abformprozess und  
höchste Präzision in Doppelmisch-  
und Korrekturtechnik.

Artikelnummern weiterer Ausführ-  
ungen nennt Ihnen gerne Ihr  
Dental-Union Fachhandelspartner.

107607 Light

107606 Super Quick Ultra-Light

Refill Packung  
4 x 50 ml Doppelkartuschen,  
5 Garant Mischkanülen gelb,  
5 Einwegspritzen grün

**103,90**



### AKTIONSPAKET

5 x Imprint™ 4 Light Packung 4 x 50 ml  
Doppelkartusche nach Wahl

Paketpreis  
**407,90**

## 3M™ RelyX™ Unicem 2 Automix

Weltweit der klinisch am besten erprobte selbstadhäsive Composite Befestigungszement. Jegliche Vorbehandlung des Zahns entfällt – Ätzen, Primern, Bonden.

95925  transluzent

95926  A2 universal


95927  A3 opak

Packung 8,5 g Automix-Spritze, 10 Mischkanülen Standard, 5 Mischkanülen Breit, 5 Endo Tips (Aufsätze für Breite Mischkanülen), transluzent

**117,90**

### AKTIONSPAKET

5 x RelyX™ Unicem 2 Automix nach Wahl



Paketpreis  
**459,90**



Weitere Aktionen zu 3M Artikeln nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner

## 3M™ RelyX™ Unicem

Selbstadhäsiver, universaler Composite-Befestigungszement. Definitive Befestigung von Inlays, Onlays, Kronen, Brücken, Stiften aus Vollkeramik, Composite oder Metall.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

13780  A3 opak

13781  A2

Nachfüllpackung 50 Aplicap Kapseln, 10 Verlängerungskanülen

**278,90**

### AKTIONSPAKET

5 x RelyX™ Unicem Packung 50 Aplicap Kapseln nach Wahl



Paketpreis  
**1.079,-**




## 3M™ RelyX™ Universal

Universal Befestigungskomposit wird in einer einzigartigen selbstverschließenden Automix-Spritze geliefert. Spritze inklusive Mischkanülen für durchschnittlich 15 Applikationen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

209284  transluzent

209282  A30

Spritze 3,4 g

**151,90**

### AKTIONSPAKET

5 x RelyX™ Universal Spritze 3,4 g nach Wahl

Paketpreis  
**592,90**



## 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv

Röntgenopakes Universaladhäsiv. Haftung und Versiegelung an remineralisierbarem Dentin. Verbesserte Haftung an Zahnhartsubstanz und Restaurationsmaterialien inklusive Glaskeramik.

209291  Flasche 5 ml

209292  Valuepackung 3 x 5 ml Flasche, 1 Gebrauchsanweisung

**257,90**

**4+1**  
Flasche 5 ml



Aktionspreis  
**94,90**

altmann dental GmbH & Co. KG  
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION  
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000  
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck  
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura·dent  
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER  
Oldenburger Dental - Depot seit 1927  
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

GERL.  
DENTAL

KERN

C. Klöss Dental  
Einrichtung · Material · Planung · Service  
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT  
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS  
Erfahrung macht den Unterschied.

rheinland dental  
Full-Service-Center

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN  
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter [www.dental-union.de](http://www.dental-union.de) im Bereich „Vertriebsstruktur“.



[www.dental-union.de](http://www.dental-union.de)

## 3M™ Filtek™ Supreme XTE

### Universal Komposit

Das Universal Komposit mit patentierter Nanofüller-Technologie bietet 36 Farben und 4 Opazitäten für natürlich aussehende Restaurationen mit herausragender Festigkeit.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

92698 A2B

92699 A3B

Packung 20 x 0,2 g Kapseln

**69,90**

Paketpreis

**272,90**

### AKTIONSPAKET

5 x Filtek™ Supreme XTE Packung  
20 x 0,2g Kapseln nach Wahl



## 3M™ Filtek™ Supreme

### Flowable

Lichthärtendes, röntgenopaques, fließfähiges Nanokomposit niedriger Viskosität. Das Spritzdesign hilft Blasen im Material zu reduzieren und unnötigen Materialverwurf zu vermeiden.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

208403 A2

96151 A2

208405 A3

96152 A3

Packung 2 x 2 g Refill

Packung 20 x 0,2 g Kapseln  
Supreme XTE Flowable

**59,50**

**59,50**

### AKTIONSPAKET

5 x Filtek™ Supreme Flowable Refill  
Packung 2 x 2 g Spritzen **oder**  
Packung 20 x 0,2g Kapseln  
nach Wahl



Paketpreis

**233,90**

Weitere Aktionen zu 3M Artikeln nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner

## 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable

Das Filtek Bulk Fill Flowable ist ein fließfähiges, lichthärtendes, röntgenopaques Composite niedriger Viskosität. Das Spritzdesign hilft Blasen im Material zu reduzieren und unnötigen Materialverwurf zu vermeiden.

102908 A3

102910 universal

Packung 2 x 2 g Spritzen,  
20 Einwegkanülen

**59,50**

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

### AKTIONSPAKET

5 x Filtek™ Bulk Fill Flowable Packung  
2 x 2 g Spritzen nach Wahl



Paketpreis

**233,90**

## 3M™ Filtek™ One Bulk Fill

Das für den Seitenzahnbereich optimierte Material bietet einzigartige optische Möglichkeiten und eine verbesserte Opazität.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

128187 A2

128182 A2

128188 A3

128183 A3

Packung 20 x 0,2 g Kapseln

Spritze 4 g

**55,90**

**55,90**

### AKTIONSPAKET

5 x Filtek™ One Bulk Fill Packung  
4 g Spritze **oder** Packung 20 x 0,2 g  
Caps nach Wahl

Paketpreis

**219,90**



## 3M™ Ketac™ Fil Plus Aplicap™

Glasionomer-Füllungsmaterial in 5 Farben erhältlich für eine harmonische Farbabstimmung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

82859 A2

82860 A3

Packung 50 Kapseln

**107,90**

Paketpreis

**319,90**

### AKTIONSPAKET

4 x Ketac™ Fil Plus Aplicap™ Packung  
50 Kapseln nach Wahl



Paketpreis

**395,90**

## 3M™ Photac™ Fil Quick Aplicap™

Lichthärtendes Glasionomer Füllungsmaterial. Schnell und einfach anzuwenden, insbesondere bei ungeduldigen Kindern und Angstpatienten. Hohe Fluoridabgabe schützt vor Sekundärkaries.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

37708 A2

37709 A3

Packung 50 Kapseln

**133,90**

### AKTIONSPAKET

4 x Photac™ Fil Quick Aplicap™ Packung  
50 Kapseln nach Wahl

## 3M™ Impregum™ Penta™

3M™ Impregum™ Penta™ Polyether Abformmaterialien bieten eine erstklassige Abformpräzision. Das schnellabbindende Quick-Material eignet sich speziell für 1–2 präparierte Einheiten und ist zum automatischen Anmischen und Dosieren im 3M™ Pentamix™ System gedacht.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

12641


Refill Packung 2 x 300 ml Basispaste, 2 x 60 ml Katalysator

12628

Refill Packung 2 x 300 ml Basispasten, 2 x 60 ml Katalysatoren, Penta H DuoSoft

12639

Refill Packung 2 x 300 ml Basispaste, 2 x 60 ml Katalysator, Penta Soft



Aktionspreis  
**44,90**

2382C

## 3M™ Sof-Lex™ Ausarbeitungs- und Polierscheiben

Besonders flexible, formgebende Scheiben zur Hochglanzpolitur von Compomeren, Composites, Amalgamen, Porzellan, Gold und Silikat.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

75368

Packung 85 Scheiben XT Ø 12,7 mm, grob, 2382C

74947

Packung 85 Scheiben XT Ø 9,5 mm, 2381C

Aktionspreis  
**232,90**



## 3M™ Ubistesin™

Arzneimittel

89016 1/100.000

89015 1/200.000

35799 1/400.000

Dose 50 Zylinderampullen

**37,-**

95043 1/100.000

95044 1/200.000

96913 1/400.000

Packung 6 x 50 Zylinderampullen

**192,-**

Aktionspreis ab  
**37,-**

