

ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



Cercon® ht ML

Cercon® ht ML ist das Multilayer Zirkonoxid für alle Bedürfnisse und großspannige Brücken mit bis zu 14 Gliedern.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

208408
Disk Ø 98 mm H 14 mm, A3
189,-

208439
Disk Ø 98 mm H 18 mm, A3
220,-

Paketpreis
1.699,-



Cercon® xt ML

Cercon® xt ML – Extra transluzentes Multilayer Zirkonoxid. Die neue Multilayer Klasse verspricht monolithische Restaurationen auf höchstem Niveau. Perfekter, naturgetreuer Farbverlauf: Entspricht der Ästhetik eines natürlichen Zahnes ganz ohne Verblenden oder Bemalen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

204630
Disk Ø 98 mm H 14 mm, A3
179,-

204631
Disk Ø 98 mm H 18 mm, A3
210,-

Paketpreis
1.699,-



AKTIONSPAKET*

10 x Cercon® ht ML Disk Ø 98 mm
H 18 mm nach Wahl

AKTIONSPAKET*

10 x Cercon® xt ML Disk Ø 98
H 18 mm nach Wahl

Multimat Cube

Der Multimat Cube ist die ultimative Kombination aus Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit. Hohe Temperaturstabilität und intelligente, mehrstufige Aufheiz- und Kühlprogramme sorgen für hervorragende Ergebnisse beim Pressen und Brennen von handelsüblichen Dental-Keramiken.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

204598
Ofen Press 230 V

Hersteller-
Listenpreis 8.866,-

208455
Vakuumpumpe Universal
929,-

Paketpreis
6.990,-



NOCH MEHR
SPAREN ??
ABER
HALLO!!

ABER-HALLO RÜCKGABE-AKTION

Bei gleichzeitiger Rückgabe
eines Altgeräts* erhalten
Sie eine Gutschrift in
Höhe von mindestens

500€

* Rückgabe von einem Gerät
pro Bestellung möglich

AKTIONSPAKET

1 x Multimat Cube Press 230V
1 x Vakuumpumpe Universal

Hersteller-Listenpreis 9.892,-

Dentsply Sirona Multilayer PMMA Disc

Die Dentsply Sirona Multilayer PMMA Disc ist jetzt eine validierte Mehrfach-Materialkomponente für provisorische Kronen und Brücken sowie für hochwertige Prothesenzähne.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

128760
Disk Ø 98 mm H 20 mm,
A3, Multilayer
99,95

Paketpreis
450,-



AKTIONSPAKET

5 x Dentsply Sirona Multilayer PMMA
Disc Ø 98 mm H 20 mm nach Wahl

Zahnlager Dental-Union

Wir bieten Ihnen Europas größtes Zahnlager mit über
17.000 verschiedenen Zahngarnituren der führenden Hersteller
wie Dentsply Sirona, Ivoclar Vivadent, Shofu und VITA.

Hohe Qualität. Schnelle Lieferung. Komfortabler Service.



 Dentsply
Sirona

 ivoclar
vivadent



VITA

altmann
dental GmbH & Co. KG
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura·dent
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER
Oldenburger Dental - Depot seit 1927
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

GERL.
DENTAL

KERN

C. Klöss Dental
Einrichtung · Material · Planung · Service
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS
Erfahrung macht den Unterschied.

rheinland dental
full-service-center

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung
finden Sie unter www.dental-union.de
im Bereich „Vertriebsstruktur“.




www.dental-union.de

VITA ENAMIC® multiColor

Weltweit einzigartige zahnfarbene Hybridkeramik mit dualer Keramik-Polymer-Netzwerkstruktur für die einfache, effiziente und präzise Herstellung von ästhetischem Zahnersatz. Multichromatische Rohlinge in der Transluzenzstufe HT für FZ-/SZ-Kronen, grazile (Non-Prep)-Veneers.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

204505



Packung 5 Blöcke for Cerec/inLab
3M2-HT, EMC-16

163,90



AKTIONSPAKET

5 x ENAMIC multiColor CAD/CAM HT
EMC-16 Pa 5 nach Wahl

Paketpreis

649,-

129852



Packung 5 Blöcke multiColor for
CEREC/inLab EMC-14, 3M2-HT

149,90



AKTIONSPAKET

5 x ENAMIC multiColor CEREC/inLab HT
EMC-14 Pa 5 nach Wahl

Paketpreis

599,-

129857



Packung 5 Blöcke Universal EMC-14,
3M2-HT

139,90



AKTIONSPAKET

5 x ENAMIC multiColor UNIVERSAL HT
EMC-14 Pa 5 nach Wahl

Paketpreis

559,-

VITA

VITA LUMEX® AC

Leuzitverstärktes, glaskeramisches Verblendsystem für farbtreue, lebendige und verlässliche Ergebnisse. Verblendung aller gängigen vollkeramischen Gerüstmaterialien (ZrO₂, LiSi-Glas- und Feldspatkeramik), Titangerüste, sowie gerüstfreier Rekonstruktionen (z. B. Veneers).

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

212334



Standard Kit classical Standard-Verblendung bestehend aus: 16 x 12 g Pulver opaque dentine (A1-D4), 16 x 12 g Pulver dentine (A1-D4), 5 x 12 g Pulver enamel (light, medium, intense, clear, fog), 2 x 12 g Pulver corrective (neutral, desert), 2 x 12 g Pulver margin (straw-yellow, corn-yellow), 12 g Pulver translucent light-blonde, 50 ml Modelling Liquid, 5 g Akzent Plus Glaze LT Powder, 20 ml Akzent Plus Powder Fluid, 1 Malpinsel Nr. 3/0 synthetisch, 1 Schichtpinsel Nr.8 synthetisch, 1 Brennuntersatz G (2 Untersätze, 20 Stifte)

925,-

217409



Powerwash Kit bestehend aus: 16 x 12 g Pulver(A1- A4, B1-B4, C1-C4,D2-D4), 50 ml Modelling Liquid

479,-

AKTIONSPAKET

1 x VITA Lumex AC Standard VITA
Classical A1-D4 Kit
1 x VITA Lumex AC POWERWASH KIT
VITA classical A1-D4 Set

Aktionspreis

920,-



Bellavest® SH

- Shock-Heat - schnell oder konventionell aufheizbare Präzisionsguss-Einbettmasse für Kronen und Brücken.
- Bietet vertrautes unmissverständliches Handling bei optimalen Verarbeitungsparametern.
- Präzise Expansionssteuerung, feine cremige Konsistenz heißt Sicherheit in der Verarbeitung und reproduzierbare Qualität für einen breiten Indikationsbereich.

73165
Karton 80 x 160 g Beutel
ohne Flüssigkeit

Aktionspreis
163,90




Wirobond® 280

- Die edelmetallfreie Premium-Legierung für Aufbrennkeramik oder Kunststoffverblendung.
- Setzt Maßstäbe im Segment der edelmetallfreien Aufbrennlegierungen, denn mit einer Vickershärte von 280 HV10 lässt sie sich besonders gut ausarbeiten.
- Sehr gute Schmelz- und Gießigenschaften.

51114
Packung 1 kg Legierung

Aktionspreis
559,-



Wirobond® C

- Kobalt-Chrom-Aufbrennlegierung, nickel- und berylliumfrei.
- Biokompatibel und hohe Korrosionsbeständigkeit durch fest haftende Passivschicht.
- Hohe Verbundfestigkeit mit der Keramik.

44857
Packung 1 kg Legierung



Aktionspreis
577,90

DURA-POLISH

Dura-Polish ist zu mehr als 73 Gew.-% mit feinen Aluminiumoxid-Partikeln imprägniert und führt bei der Vorpolitur von Komposit, Metall, Prothesenkunststoffen und PMMA gerade in unzugänglichen Bereichen zu einer äußerst homogenen Oberfläche.

64855
Packung 20 g Dose DURA-POLISH

Aktionspreis
35,90



DURA-POLISH DIA

Hochgefüllte diamantierte Polierpaste. Vorbereitet mit der Dura Polish Polierpaste erreicht man mit DURA-POLISH Dia und einem Filzrad in kürzester Zeit Hochglanz.

64857
Packung 5 g Dose DURA-POLISH DIA

Aktionspreis
59,90



Ceramage UP

Lichthärtendes, fließfähiges Micro-Hybrid Komposit für die freie Schichttechnik. Überzeugend anders! Die Einzelmassen sind fließfähig, dennoch standfest, leicht modellier-, konturier- und polierbar. Für uneingeschränkte Individualisierungen untereinander mischbar.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

120186
Spritze 5 g body A3,5

Aktionspreis
36,90



Dosper evo

Automatisches Misch- und Dosiergerät für dünnfließende, additionsvernetzende Dubliersilikone. Freigegeben für alle Dubliersilikone mit dem Mischungsverhältnis 1:1, durch neuartige Fördermengenregulierung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

15281
Dosper evo rot inklusive
2 Flaschenadapter

Hersteller-
Listenpreis 2.137,85

Aktionspreis
1.779,-



EyeVolution®

Lichtpolymerisationsgerät mit dem Einsatzgebiet für marktübliche Basismaterialien. Verspiegelter Drehteller mit 360° Rotation zur Vermeidung von Schattenbereichen. LED-Wellenlängen: 385-390 (UV-Licht) sowie 465-470nm (Blauviolet).

107946
Lichtpolymerisationsgerät

Hersteller-
Listenpreis 746,35

Aktionspreis
619,-



Dublisil® 15

Additionsvernetzende Vinyl-Polysiloxane für alle Anwendungsbereiche in der dentalen Dubliertechnik, ab 15 Shore A. Durch die praktische Art des Anmischens und der sehr dünnfließenden Anfangskonsistenz, lassen sich hervorragende und detailgenaue Dublikatmodelle erzeugen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

86350
Packung Dublisil® 15
850 ml Flasche A,
850 ml Flasche B



Aktionspreis
69,90



Lightplast Basisplatten

Vorgefertigte, lichtpolymerisierende OK-Kunststoff-Basisplatten. Polymerisation in allen handelsüblichen Laborlichtgeräten mit einem Spektralbereich von 300-500 nm. Polymerisationszeit 3-5 Minuten.

67329
Packung 50 LIGHTPLAST
OK-Kunststoff-Basisplatten rosa

Aktionspreis
56,90



Laborsil pro 70

- Knetbares Laborputty, mit mittlerer Härte
- Einfach und sauber im Verhältnis 1:1 anmischbar.
- Geschmeidige, klebfreie Anfangskonsistenz.
- Hochpräzise Abformung und exakte Detailwiedergabe.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

45444
Packung 2 x 750 g Dosen

Aktionspreis
27,90



Laborsil pro 90

- Extrem hartes, knetbares Laborputty
- Einfach und sauber im Verhältnis 1:1 anmischbar.
- Geschmeidige, klebfreie Anfangskonsistenz.
- Hochpräzise Abformung und exakte Detailwiedergabe.
- Hitzebeständig bis 200 °C.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

45501
Packung 2 x 750 g Dosen



Aktionspreis
27,90

astron® CLEARsplint®

Einzigartige thermoaktive Flexibilität, die extreme Belastbarkeit und das Rückstellvermögen des Materials bei Wärmezufuhr. Durch die Mundtemperatur bleibt der Kunststoff stets geschmeidig und passt sich wunderbar an, ohne dabei an Festigkeit zu verlieren.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

90878
ASTRON Clearsplint
Eco 320g Pulver 240 ml
Flüssigkeit
335,-

90879
ASTRON Clearsplint
Super 960 g Pulver,
720 ml Flüssigkeit
929,-



Aktionspreis
335,-

KENTZLER
KASCHNER
DENTAL

astron® CLEARsplint® Disc

Discs gefertigt aus CLEARsplint® für die CAD/CAM-Technik – kein Anmischen und Auffüllen mehr. Amin- und MMA-freier Fräsrohling für hochästhetische, transparente und thermoaktive Komfort-Aufbisssschienen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

203656
Packung 12 Disc ASTRON CLEARsplint
Blank m. Schulter 98 x 20mm

Aktionspreis
919,-

203667
Packung 12 Disc ASTRON CLEARsplint
Blank 95 x 20mm Zirkonzahn

203655
Packung 3 Disc ASTRON CLEARsplint
Blank m. Schulter 98 x 20mm

203666
Packung 3 Disc ASTRON CLEARsplint
Blank 95 x 20mm für Zirkonzahn



Aktionspreis
239,-

Vel-Mix Stone

Für glatte, harte und detailgenaue Oberflächen. Dank optimalen Fließverhaltens und exzellenter Standfestigkeit eignet sich Vel-Mix Stone für alle Arten von Modellen. Er ist in den Farben Rosa und Weiß erhältlich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

85739
Eimer 25 kg
Superhartgips rosa
88,90



AKTIONSPAKET

5 x Vel-Mix Stone Superhartgips,
Ktn 25kg rosa oder weiss nach Wahl

Paketpreis
351,60

Microfilm

Isoliermittel für Wachs und Gips. Schnelles Isolieren der Oberfläche. Enthält kein Öl. Kein Verfärben und Verunreinigen des Wachses. Rasches und sauberes Trennen des Wachsmodelles.

201966
Flasche 500 ml
Isoliermittel Microfilm

Aktionspreis
55,90



Suprastone™

Die Formulierung von Suprastone™ extrahartem Superhartgips eignet sich besonders für die Herstellung von außergewöhnlich harten und glatten Modellstümpfen/Modellen und kombiniert hervorragende physikalische Eigenschaften mit einfacher Handhabung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

89170
Eimer 25 kg
Superhartgips gelb
97,90

AKTIONSPAKET

5 x Suprastone Superhartgips, Ktn 25kg
Gelb oder grün nach Wahl

Paketpreis
387,60




Kerr™

PalaXpress®

Mit dem abgestimmten System PalaXpress® und Palajet® lassen sich passgenaue Totalprothesen im Injektionsverfahren herstellen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

56172



Flasche 500 ml Flüssigkeit



Aktionspreis
59,90

Signum®

Optimal für die Voll- und Teilverblendung bei festsitzenden metallgestützten Kronen und Brücken, sowie für die Verblendung von herausnehmbaren Kombinationsarbeiten (Teleskop-/ Konuskronen und Geschiebearbeiten) und Suprakonstruktionen von Implantatarbeiten

22241


Spritze 4 g Dentin A3



Aktionspreis
29,90



Signum® connector

Der lichthärtende Haftvermittler Signum® connector sorgt für einen sicheren Verbund zwischen Prothesenkunststoffen und lichthärtenden Verblendmaterialien.

20583



Flasche 5 ml

Aktionspreis
97,90

Palapress®

Ob Modellgusskomplettierung, Unterfütterung oder Reparaturen - mit Palapress schnell und ökonomisch fertig gestellt. Die Gießzeit von ca. 2 Min. und eine Verarbeitungszeit von bis zu 7 Min. gewährleisten hohe Effektivität in der Kunststoffprothetik.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

62873


Packung 1 kg Pulver rosa

106,90

82397


Flasche 500 ml Flüssigkeit

58,90



Aktionspreis ab
58,90




KULZER
 MITSUI CHEMICALS GROUP

Signum® metal bond

Signum® metal bond sorgt für einen optimalen Haftverbund von Komposit auf Metallgerüstoerflächen. Der Haftvermittler bietet Ihnen höchste Sicherheit und gleichzeitig eine einfache und schnelle Handhabung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

58559


Packung 4 ml
 Signum metal Bond I



Aktionspreis
115,90

CreaPRINT Tray

Flüssiges Acrylatgemisch zur additiven Herstellung von Funktions- und Abdrucklöffeln sowie Biss-schablonen im Dentalbereich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandels-partner.

215381
Flasche 1 kg 385 nm,
hot-pink

215380
Flasche 1 kg 385 nm, aqua

Aktionspreis
159,-



CreaPRINT Model

Flüssiges Acrylatgemisch zur additiven Herstellung von Meister-, Stumpf-, und Funktionsmodellen im Dentalbereich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandels-partner.

215377
Flasche 1 kg 385 nm,
sand

Aktionspreis
89,-



Mucalgin®

Mucalgin® ist eine gebrauchsfertige, aldehydfreie Abdruckdesinfektion für alle gängigen Abformmaterialien. Desinfiziert ohne das Abdruckmaterial anzugreifen.

44348
Kanister 5 Liter

Aktionspreis
66,90



Aktionspreis
49,95

Tork Advanced Multifold (Interfold) Handtuch Weich

Ultra-Saugstark, weich, hygienische und verbrauchssparende Einzeltuchentnahme, Tuch wird bereits voll entfaltet entnommen, extra großes Handtuch (34 cm), ergonomischer und funktionaler Tork Carry Pack, EU Ecolabel, FSC-Zertifiziert, ISEGA Zertifikat.

86762
Karton 2.856 Handtücher weiß, weich, 2-lagige Hybrid-Qualität (1 Lage Tissue PLUS / 1 Lage Tissue), 21 x 34 cm



TORK® Advanced Handtuch Zickzackfalz (V-Falz), weich

Geeignet für den Einsatz in herkömmlichen Falthandtuchspendern. 2-lagiges, weiches Tissue mit Dekorprägung. EU Ecolabel / ISEGA Zertifizierung und „FSC“-Zertifikat.

103924
Karton 15 x 250 Tücher = 3.750 Advanced Tücher 24,8 x 23 cm, grün, Zickzackfaltung (V-Falz), 2-lagig

Aktionspreis
27,95



mollosil® plus Automix2

Definitive Direkt-Unterfütterung auf A-Silikonbasis, dauerhaft weichbleibend, kalthärtend, biokompatibel; Direktapplikation aus Kartusche auf Prothesenbasis; Absolut sichere Haftung auf allen Prothesenacrylaten; Verarbeitung auch im indirekten Verfahren möglich; Farbe: gingiva. Medizinprodukt Kl. IIa.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

27172



Refill Packung 50 ml Automix2
Doppelkartusche


Aktionspreis

129,90



DETAX
HIGHER MEDICAL MATERIALS

neu



Abdampf Box

Die Abdampf-Box ist eine kompakte Arbeitskabinen zum Reinigen von Werkstücken mittels Dampf. Sie ist ausgelegt für das Bearbeiten bzw. Reinigen von Kleinteilen bis hin zu handgroßen Teilen. Für eine optimale Sicht beim Arbeiten sorgen ein kraftvoller Lüfter, der den Dampf schnell über einen Bodenfilter absaugt, sowie eine Arbeitsraumausleuchtung mittels LED-Licht.

216543



Abdampf Box inklusive Abflussschlauch 2 m

Hersteller-
Listenpreis 2.000,-

Aktionspreis

1.729,-



WAMIX-Economy

- Garantiert homogene Mischergebnisse bei allen Gippsorten, Einbettmassen und Silikonem.
- Belüftung des Bechers erfolgt erst nach Bestätigung, Nachvakuum reduziert Gaseinschlüsse zusätzlich Automatischer Mischvorgang beim Ansetzen des Mischbechers.
- Geeigneter Motor zum vereinfachten Ansetzen des Mischbechers, komfortable Einhandbedienung, optimale Rührergebnisse.

218410



Vakuum-Anrührgerät inklusive
Becher 350 ml, Wandmontage-Set

Hersteller-
Listenpreis 1.390,-

Aktionspreis


1.199,-

Gipsmodelltrimmer HSS-99

- Zum bissorientierten Trimmen von Kiefermodellen
- Rationelle und dabei genaue Arbeitsweise
- Genaue Berücksichtigung aller Schädelebenen



37823



Gipstrimmer ohne KFO-Einrichtung
inklusive Diamantschleifscheibe,
ganzflächig diamantiert, Schrägaufgabe,
1 m Zufluss- und Abflussschlauch

Hersteller-
Listenpreis 4.650,-

Aktionspreis

3.690,-

WASSERMANN
Hamburg · Germany

POLIRET CLASSIC

Die POLIRET CLASSIC ist eine Edelstahlpoliereinheit mit bürstenfreiem Motor und zwei Geschwindigkeitsstufen, 1.500/3.000 U/min. Durch besonders geformte Kanäle hat das Gerät eine noch leistungsstärkere Absaugung. Inklusive LED-Beleuchtung und Sichtschuttscheiben.

129149
POLIRET CLASSIC

Hersteller-
Listenpreis 3.800,-

Aktionspreis
3.099,-



REITEL

STEAMY MINI

Der STEAMY MINI Dampfstrahler eignet sich zum Reinigen von Kleinteilen, zahntechnischen Arbeiten und Instrumenten sowie zum punktuellen Einsatz an größeren Objekten. 3,5 Liter Tankinhalt, 4,5 bar Druck, manuelle Befüllung. Langlebige Technik mit Edelstahl-Kessel.

34494
Dampfstrahler

Hersteller-
Listenpreis 1.410,-

Aktionspreis
999,-



VACURET CLASSIC

- Preiswertes Vakuum-Anrührgerät mit hervorragender Qualität, langlebiger und zuverlässiger Technik.
- Hochwertige Vakuumpumpe und zum Schutz von Motor und Pumpe ist ein zweistufiges Filtersystem verbaut.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

216870
Vakuumrührgerät mit manuellem Timer

Hersteller-
Listenpreis 1.700,-

neu

Aktionspreis
1.399,-



S3 Master Fräsgerät

Fräsgerät mit Spitzentechnologie. Extreme Durchzugskraft in allen Drehzahlbereichen. Sehr ruhiger, vibrationsarmer Lauf und hohe Rundlaufgenauigkeit. Magnetspannung über Fußschalter arretierbar. Höchste Präzision durch Kugelführung. Effektivste Lichtlösung durch LED-Lichtkopf. 1.000 - 50.000 U/min

109593
Fräsgerät ohne Modelltisch inklusive S3 Frässpindel, Lichtkopf, Armauflagen

Hersteller-
Listenpreis 9.756,-

Aktionspreis
8.690,-



Absorberbox XL

Die neue Absorberbox XL von Schick ist die sauberste Lösung für staubintensive Arbeiten im Labor. Das extra große Innenvolumen ermöglicht bequemes Arbeiten mit maximaler Bewegungsfreiheit. Großzügige Eingriffsöffnungen mit Gummimanschetten gestatten müheloses Einführen von Hand- und Werkstück. Durch eine integrierte Absaugung mit Feinfilter ist jederzeit freie Sicht auf das Werkstück gegeben.

214515
Absorberbox

Hersteller-
Listenpreis 933,-

Aktionspreis
869,-



Q3 Profi

Q3 Profi von Schick bietet mit 50.000 U/min und 9 Ncm Drehmoment besonders hohe Leistungsparameter. Dank neuer Technologie lässt sich die Drehzahl extrem feinfühlig regeln und eignet sich deshalb optimal für die Bearbeitung auch von anspruchsvollen Dentalwerkstoffen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

213487
Steuereinheit komplett, Knieststeuerung 9 Ncm / 200-50.000 U/min.

Hersteller-
Listenpreis 1.989,-

Aktionspreis
1.599,-



SCHICK DENTAL

BIOSTAR®

Das Universal-Druckformgerät mit Scan-Technologie, thermisch geregeltem IR-Strahler und 6 bar Arbeitsdruck. Farbiges LCD-Display, das durch die einzelnen Schritte des Tiefziehvorgangs führt.

117307

BIOSTAR® 230 V inklusive Netzkabel, Folienmusterbuch, 1,7 kg Edelstahl-Füllgranulat, Schutzhaube, Silikonfett, Muster Granulatabdeckung

Hersteller-
Listenpreis 4.044,-

Aktionspreis

3.395,-



NOCH MEHR
SPAREN ??
ABER
HALLO!!

ABER-HALLO

RÜCKGABE-AKTION

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines Altgeräts* erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von 300 € und ein Materialpaket im Wert von 200 € UVP.

* Rückgabe von einem Gerät pro Bestellung möglich

500€

IMPRIMO® LC Model


Lichthärtendes, methacrylatbasiertes Harz zur Herstellung hochpräziser Dentalmodelle mit glatten Oberflächen. Erhältlich in drei Farben für kieferorthopädische und prothetische Anwendungszwecke, abgestimmt auf VPP-Verfahren mit einer Lichtquelle von 385 und 405 nm.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

203561

Flasche 1 kg IMPRIMO® LC Model beige

185,-



AKTIONSPAKET

8 x IMPRIMO® LC Model Flasche 1 kg

Paketpreis

1.099,-

Uniz NBEE – SCHEU Edition

Die Ansprüche an effiziente Arbeitsabläufe in Dentallaboren und kieferorthopädischen Praxen steigen ständig. Gerade bei der Erstellung von Modellen besteht ein Engpass in Produktivität und Automatisierung. Mit dem 3D-Drucker UNIZ NBEE – SCHEU Edition gibt Ihnen SCHEU-DENTAL die aktuell wirtschaftlichste Produktionslösung für Modelle, Direct Aligner und Schienen an die Hand.

218365

3D-Drucker, UNIZ NBEE Resin Tray, UNIZ NBEE LCD Screen



Aktionspreis

10.999,-

SCHEU

MINISTAR S®

Das kompakte Druckformgerät MINISTAR S® mit Scan-Technologie, thermisch geregeltem IR-Strahler und 4 bar Arbeitsdruck. Nutzerfreundliche Folientastatur mit großem Display.

129142

MINISTAR S® 230 V inklusive Netzkabel, Folienmusterbuch, 1,7 kg Edelstahl-Füllgranulat, Schutzhaube, Silikonfett, Muster Granulatabdeckung

Hersteller-
Listenpreis 2.304,-



Aktionspreis

1.795,-

NOCH MEHR
SPAREN ??
ABER
HALLO!!

ABER-HALLO

RÜCKGABE-AKTION

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines Altgeräts* erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von 300 € und ein Materialpaket im Wert von 200 € UVP.

* Rückgabe von einem Gerät pro Bestellung möglich

500€

GC FUJIROCK® EP Classic Line

Superhartgips der Klasse IV für alle prothetischen Arbeiten, die hohe Präzision, hervorragende Kantenhärte und hohe Drucksensibilität erfordern.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

57033
Eimer 12 kg Gips goldbraun

Aktionspreis
59,90

56925
Eimer 5 kg Gips goldbraun

Aktionspreis
30,95



GC FUJIROCK® EP Premium Line

Superhartgips der Klasse 4 Spezialversion des GC Fujirock EP. Entwickelt für Hochpräzisionstechniken wie großspannige Implantat- und komplexe vollkeramische Arbeiten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

123786
Packung 11 kg
Gips Pastellgelb

Aktionspreis
60,90



123785
Packung 4 kg
Gips Polarweiß

Aktionspreis
27,95



GC Initial™ IQ SQIN

GC Initial IQ ONE SQIN keramisches Konzept bestehend aus malbaren Farb- und Strukturmassen für die ästhetische Umsetzung von monolithischen und vestibulär reduzierten Verblendgerüsten aus Zirkonoxid oder LDS-Vollkeramik. Mit der GC Initial IQ ONE SQIN-Technik können Sie effizient und einfach hochästhetische Ergebnisse erzielen.

211695
ONE SQIN System Set

Aktionspreis
779,-



GC OPTIGLAZE color

OPTIGLAZE color Set Lichthärtende Oberflächenversiegelung (Charakterisierung) für Composite- und Acryl-Restaurationen mit 17 Farben.

115433

Komplett Kit GC OPTIGLAZE color Set 1 x je A plus, B plus, C plus, weiß, elfenbeinweiß, gelb, orange, pinkorange, rot-braun, oliv, grau, blau, lavendel, pink, rot, transparent, transparent-hv; 5 x Einweg-Anmischblöcke, 1 x Schutz-hülle; 5 x runde Pinsel N° 1B; 5 x flache Pinsel N° 1B; 2 x Pinselhalter (elfenbeinweiß und weiß)

Aktionspreis
465,-

