

ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



Prime&Bond active™

Universalsadhäsiv mit patentierter Active-Guard™ Technologie -So erhalten Sie selbst auf zu feuchtem oder zu trockenem Dentin einen sicheren und zuverlässigen Haftverbund. Für alle Ätztechniken und Indikationen geeignet.

125125

Eco Nachfüllpackung 3 x 4 ml Flasche



Aktionspreis

219,-



SDR® flow+

Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist SDR® flow+, das original fließfähige Bulk-Fill-Komposit, auch zu einem festen Bestandteil bei Füllungen der Klassen I, II, III und V, im Rahmen von Stumpfaufbauten und post-endodontischer Behandlung, Milchzahnersatz im Seitenzahnbereich ohne Überkappung und Fissurenversiegelung geworden. Workflows mit SDR® flow+ fließfähigem Bulk-Fill-Komposit bieten Effizienz und zuverlässige Ergebnisse.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

128554

Eco Nachfüllpackung 50 x 0,25 g
Compula Tip, Farbe universal



Aktionspreis

205,-



Ceram.x Spectra™ ST HV

Nanokeramisches, lichterhärtendes, röntgenopakes Universalkomposit auf Grundlage der SphereTEC® Füllertechnologie für direkte und indirekte Restaurationen. Fünf universelle CLOUD-Farben zur Abdeckung der VITA®-Skala. In verschiedenen Viskositäten erhältlich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

202588

Spritze 3 g A3

202595

Packung 16 x 0,25 g Compules A3

Aktionspreis

53,90



Aktionspreis

70,90



Enhance® Flex

Enhance® Flex ist ein zweistufiges Finier- und Poliersystem für alle Kompositmaterialien. Das Enhance® Flex System verfügt über flexible Lamellen, die sich an jede Oberfläche des Zahnes anpassen: im Front- und im Seitenzahnbereich. Nur eine Form für alle Komposit-Restaurationen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

294722

Intro Kit 3 Finierer, 3 Polierer

Aktionspreis

55,50



Ceram.x Spectra™ ST flow

Ceram.x Spectra™ ST flow ist die ideale Ergänzung zum Universalkomposit Ceram.x Spectra™ ST und basiert ebenfalls auf der SphereTEC® Füllstofftechnologie.

- Ausgeprägter Chamäleon Effekt
- flow-on-demand Handling
- Bewährte Festigkeit, einfache Hochglanzpolitur, exzellente Farbbeständigkeit

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

203103

Packung 16 x 0,25 g Compula A3



Aktionspreis

70,90



Acrytemp

Acrytemp ist das selbsthärtende Bis-Acryl-Kunststoff von Zhermack für kurz- und langfristige provisorische Restaurationen mit spezifischen Eigenschaften, das entwickelt wurde, um den Anforderungen der klinischen Praxis gerecht zu werden. Es wird in selbstmischenden Kartuschen für eine ordnungsgemäße und schnelle Anwendung geliefert.

222071

Packung 50 ml Kartusche Bis-Acryl-Harz A3, 15 Mischkanülen 4:1

Aktionspreis

63,90



Zhermack
Dental

Orthoprint

Für KFO empfohlenes Alginat, kurze Mundverweildauer von 45 Sekunden, hochelastisch, reißfest, Vanillearoma.

222065

Packung 500 g Alginat Vanille, gelb

Aktionspreis

8,90



Pinkalgin 5

Pinkalgin 5 ist ein leistungsstarkes, schnellabbindendes Alginat mit einer 5µm Oberflächenreproduktion. Es besitzt eine hohe Dimensionsstabilität, so dass die Abformung bis zu 5 Tage lagerfähig ist. Dank der kurzen Mundverweildauer von 45 Sekunden und dem angenehmen Himbeeraroma, vermindert es den Stress für Patienten.

222064

Packung 453 g Alginat Himbeere, pink



Aktionspreis

9,90

GUM® PerioBalance® Lutschtabletten



Aktionspreis

11,90

GUM® PerioBalance® Lutschtabletten

Probiotische Wirkungsweise von Limosilactobacillus reuteri Prodentis®.

- Fördert das Gleichgewicht der Mundflora.
- Geeignet bei chronischer Parodontitis und immer wieder auftretender Gingivitis.

54858

Packung 30 Tabletten

G·U·M

Zhermack / SUNSTAR Deutschland

altmann dental
GmbH & Co. KG
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura-dent
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER
Oldenburger Dental - Depot seit 1927
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

GERL.

KERN

C. Klöss Dental
Einrichtung · Material · Planung · Service
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS
Erfahrung macht den Unterschied

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung
finden Sie unter www.dental-union.de
im Bereich „Vertriebsstruktur“.



www.dental-union.de

AH Plus Jet®

AH Plus Jet® ist ein Wurzelkanalfüllungsmaterial (Sealer) auf Epoxid-Amin-Polymer-Basis und bietet die folgenden Eigenschaften:

- Enge Versiegelung
- Röntgenopazität
- Biokompatibel

84604

Nachfüllpackung 2 x 15 g Spritze

Aktionspreis

163,90



RECIPROC® blue

VDW RECIPROC® blue – ein flexibles Universalinstrument für die meisten klinischen Fälle.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

125427

Packung 6 Feilen 25 mm, ISO 025

Aktionspreis

102,90



MAILLEFER

VDW

Brands of Dentsply Sirona

WaveOne® Gold

WaveOne® Gold: Reziprokes endodontisches Behandlungskonzept - für zeitsparendes und einfaches Arbeiten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

118245

Packung 6 Feilen PRIMARY, 25 mm, Taper.07 ISO 025



Aktionspreis

98,90



smart Nitrilhandschuhe light

Der puderfreie Untersuchungshandschuh Nitril light ist extra dünn und ist dadurch besonders gefühlsecht. Der smart Nitril light ist super sensitiv und hat angeraute Fingerkuppen. Erfüllt die EN 455 und EN 374, AQL 1,5.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

216028

Packung 100 Handschuhe puderfrei, weiß, S



smartdent

CLEVER QUALITY

Omni SafeMatrix™ Contour

SafeMatrix™ Einwegmatrizen erleichtern das Formen perfekter Kontaktpunkte bei allen Restaurationen aus Komposit in jedem Quadranten. Die Matrizen sind denkbar einfach in der Handhabung und erfüllen als Einwegprodukt die Anforderungen an eine effiziente Praxishygiene ohne den sonst erforderlichen Wiederaufbereitungsaufwand.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

215668

Packung 50 Matrizen orange, groß, 6 mm



Aktionspreis

79,90



OMNI
DENT®
We care. You smile.

Omni Helix Test Pro

Der neue Helix Test pro Langzeitprüfkörper wurde nach der EN 867-5 für Klasse B Autoklaven gefertigt. Geliefert wird dieser mit 400 Indikatorstreifen. Dank der hochwertigen Materialien ist der Prüfkörper dauerhaft wieder verwendbar. Die Teststreifen samt Dichtring können als Refill (REF 221866) nachbestellt werden. Dieses Testset erfüllt die höchsten Ansprüche an Chargenkontrollsystemen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

221865

Set 1 Omni Helix Test Pro, 400 Indikatorstreifen

Aktionspreis

189,-



GC G-aenial® Universal Injectable

Universelles, injizierbares Restaurationsmaterial für alle Kavitätenklassen (I-V)

- Thixotrope Viskosität, perfekte Adaptierbarkeit
- Hervorragende Abriebfestigkeit
- Hervorragende Ästhetik, leicht auf Hochglanz zu polieren

201703

Promopackung G-aenial Universal Injectable + G-Premio BOND Kit
3 x 1 ml Spritze (A1, A2, A3), 5 ml G-Premio BOND, 30 Dispensing Tips
Long Needle, 3 Lichtschutzkappen



Aktionspreis

169,90

GC G-Premio BOND

Lichthärtendes Einkomponenten-Universaladhäsiv

- Kompatibel in allen Ätztechniken (selbstätzend, selektives Ätzen oder Total-Etch)
- Geeignet für direktes Bonding, aber auch für die Behandlung von Hypersensibilitäten und Reparaturen

203166

Packung 3 x 5 ml Flasche



Aktionspreis

195,-

GC EQUIA Forte™ HT

Glashybrid-Bulk-Fill-Restorationssystem für Langzeit-Versorgungen

- Maximale Feuchtigkeits- und Fehlertoleranz
- Hervorragende Langzeiterfolge – auch bei kaulastragenden Kavitäten
- Schnelle und einfache Bulk-Füllungen

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

204091

Promopackung 100 Kapseln A3, 4 ml EQUIA Forte™ Coat, 25 Einwegapplikatoren

Aktionspreis

249,-



GC FujiCEM™ Evolve

Innovativer, kunststoffverstärkter Glasionomerkement zur Befestigung prothetischer Arbeiten, von metallbasierten Restaurationen bis zu Zirkonoxid-Restaurationen.

204309

Triple Pack Handmix 3 x 9,2 g/ 5 ml Spritze, 1 Anmischblock

204310

Triple Pack Automix 3 x 9,2 g/ 5 ml Spritze, 45 Mixing Tips Regular



Aktionspreis

159,90

Aktionspreis

139,90

GC G-CEM ONE™

G-CEM ONE™ ist ein universelles, anwenderfreundliches Befestigungs-Komposit mit hoher Haftfestigkeit und einfacher Überschussentfernung. Es bietet ein denkbar einfaches Befestigungsprotokoll für reproduzierbare Ergebnisse in den unterschiedlichsten klinischen Situationen. G-CEM ONE™ ist in Kombination mit G-Premio BOND verfügbar und sorgt für eine optimale Haftung für alle direkten und indirekten Workflows. Je nach Präparation können Sie zwischen einer vereinfachten selbstadhäsiven Befestigung oder einer volladhäsiven Anwendung wählen.

217641

Universal System Kit 2 x 4,6 g Spritze (A2, transluzent), 15 Automix Tips Regular, 5 Automix Endo Tips, 5 ml G-Premio BOND, 5 ml G-Multi PRIMER

Aktionspreis

134,90



Venus® Bulk Flow ONE

Fließfähige Bulk-Filling-Lösung für eine Kavitätentiefe bis 4 mm (mit einer Schicht), die eine außergewöhnliche Farbanpassung in einem einzigen Farbton bietet (Farbspektrum A1 -D4). Venus Bulk Flow ONE legt den Fokus auf Schnelligkeit und maximale Effizienz im Seitenzahnbereich - dies auch zu einer deutlich optimierten Lagerhaltung / Warenwirtschaft führt. Eine zusätzliche Deckschicht ist nicht notwendig.

214500
Value Kit 10 x 2 g Spritze, 50 Kanülen

Aktionspreis
265,-



Kulzer Vivida Home Kit

Das 6%ige HPS-Gel wird als wasserstoffperoxidhaltiges Bleichmittel in der Kulzer Vivida Heimspritze verwendet. Es wird als HPS Hydrogen Peroxide Superior verkapselt geliefert, um ein ausreichend stabiles Produkt zu erhalten. Das HPS Wasserstoffperoxid Superior löst sich schnell in Sauerstoffradikalen und Wasser.

294979
Kit 3 ml Spritze Gel 6%, 1 Pre Whitening Toothpaste, 1 Tooth Conditioner



Aktionspreis
51,90

Flexitime® Bite

Flexitime® Bite ist ein scanbares Bissregistriermaterial, das sich sowohl für die universelle Bissregistrierung als auch für die puderfreie optische Datenerfassung der Antagonisten für die CAD/CAM-Technologie, z.B. für die Herstellung von Vollkeramik-Restaurationen, eignet.

15156
Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche



KULZER
MI SUI CHEMICALS GROUP



Aktionspreis
55,90

Futar®

Futar® ist ein spritzbares elastomeres A-Silikon für die Bissregistrierung mit hoher Endhärte. Regular Set Variante.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

220974
Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 6 Mischkanülen



Aktionspreis
50,90



KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent

Futar® Easy Fast

Einfach zu applizierendes Bissregistriermaterial auf A-Silikon-Basis für die exakte Aufzeichnung der Okklusionsverhältnisse. Eignet sich für präzise Registrierungen und für Anwendungen, die ein hartes Silikon erfordern (Shore-A 90). Der geringe Bisswiderstand und die einfache Beschneidbarkeit ermöglichen einfaches und schnelles Registrieren.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

220976
Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 6 Mischkanülen



Aktionspreis
50,90

Futar® D Fast

Additionsvernetzendes Bissregistriermaterial mit extrem hoher Endhärte (Shore-D 43). Gesamtverarbeitungszeit 15 Sekunden, Mundverweildauer 45 Sekunden in der Fast-Variante. Bietet eine sehr gute Fräsbarkeit.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

220980
Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 6 Mischkanülen



Aktionspreis
50,90

Harvard POWERmer Bulk

Harvard POWERmer Bulk ist ein außergewöhnlich starkes, selbstadhäsives, dualhärtendes Kompositthybrid (ein starker kunststoffverstärkter Glasionomerzement) für Restaurationen. Die mechanische Stärke, hohe Abrasionsfestigkeit und Ästhetik sind wie bei einem klassischen Komposit, obendrein mit einer hohen Fluoridfreisetzung. Seine Universalfarbe passt bei den meisten Zahnfarben.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

295248

Packung 10 x 0,5 g OptiCaps univesal A2

Aktionspreis

44,50



Harvard BioPOWER Dentine HandMix

Bioaktiver, resinmodifizierter MTA Glasionomer Dentinersatz, Dualhärtend - mit Kalzium - und Fluoridfreisetzung. Die hohe Druckfestigkeit und ein bakterienfeindliches Milieu sorgen für langlebige Ergebnisse. Harvard BioPOWER Dentine hat keinen Schrumpf und ist selbstadhäsiv. Dies führt zu einer randspaltfreien Versorgung.


Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

297430

Packung 5 g Pulver, 3 ml Flüssigkeit

Aktionspreis

139,-



HARVARD

Harvard BioCal® - CAP

Bioaktiver lichterhärtender, resinmodifizierter MTA-Zement für direkte und indirekte Pulpenüberkappungen.

- Kalziumfreisetzung und ein hoher pH-Wert (pH 11) fördern die Bildung von Hydroxylapatit sowie von Tertiärdentin.
- Schafft ein bakterienfeindliches Milieu.
- Schnell, nach Lichthärtung kann gleich weitergearbeitet werden.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

204382

Packung 1 g Spritze, 12 needle tips



Aktionspreis

34,90

STELA

STELA ist ein neuartiges, selbsthärtendes Hochleistungs-Komposit, mit unbegrenzter Aushärtungstiefe und geringem Polymerisationsstress für einen spaltfreien Haftverbund, ohne Säureätzung oder Lichthärtung.

221668

Introkit 8 g Stela Automix Spritze, 5 ml Stela Primer Flasche, 15 Mischkanülen, 15 Superfeine Points Mikroapplikatoren

125,-

221670

Introkit 10 Stela Kapseln, 5 ml Stela Primer Flasche, 15 Superfeine Points Mikroapplikatoren

76,90



2+1



2+1

SDI



3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv

Das erste röntgenopake Universaladhäsiv ist für alle direkten und indirekten Indikationen und alle Ätztechniken geeignet. Es haftet an allen Restaurationmaterialien ohne zusätzlichen Primer. Vollständige Dual- und Selbsthärtungskompatibilität und die Formulierung ist frei von BPA-Derivaten wie Bis-GMA.

209291
Flasche 5 ml

99,90

4+1



 solventum

3M™ Filtek™ Easy Match Universal Komposit

Ist ein Universal Komposit und ausgestattet mit einer Opazität mit natürlicher Anpassungsfähigkeit. Dadurch bietet es eine intuitive Farbauswahl zur Vereinfachung von Workflows in der Füllungstherapie ohne Kompromisse in Sachen Opazität. Das auf drei Farben basierende System wurde entwickelt, um in den meisten Fällen einfach und intuitiv eine exzellente farbliche Übereinstimmung mit der natürlichen Zahnfarbe zu erzielen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

221495
Packung 20 x 0,2 g Kapseln natural
60,90



AKTIONSPAKET

4 x 3M™ Filtek™ Easy Match Universal Komposit Packung 20 x 0,2 g Kapseln oder 4 g Spritze nach Wahl

3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit

Das Universal Befestigungskomposit kann alleine als selbstadhäsiver Befestigungszement und in Kombination mit 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv für die adhäsive Befestigung eingesetzt werden. Durch die gemeinsame Verwendung entfällt das aufwendige und umständliche Arbeiten mit mehreren Befestigungskompositen, Primern und Adhäsiven. Durchschnittlich 15 Applikationen aus 3,4g Zement.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

209284
Spritze 3,4 g transluzent

159,-



4+1

Clinpro™ Clear Fluorid

Dieses Fluoridgel zeichnet sich durch eine gebrauchsfertige Formulierung aus, die eine wirksame Fluoridaufnahme bei einer nur minimalen Kontaktzeit von 15 Minuten ermöglicht – da fällt es Ihren Patienten leicht, einer Behandlung zuzustimmen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

221976
Packung 50 x 0,5 ml Einzeldose ohne Geschmack, 50 Applikationsbürsten, 1 Patienteninformationen, 60 Aufkleber, 1 Anleitungskarte

109,90



3+1

3M™ Clinpro™ Glycine Prophy Powder

Zur Entfernung von sub- und supragingivaler Plaque sowie Verfärbungen während der routinemäßigen, professionellen Zahnreinigung ohne zusätzliches Polieren. Das 3M™ Glycine-Pulver Clinpro™ Prophy Powder für die Prophylaxe, ist für alle Pulverstrahlgeräte geeignet.

118547
Packung 2 x 160 g Pulver

59,90



3+1

Solventum™ Filtek™ Komposit-Wärmer

Nutzen Sie alle Vorteile der Komposit Erwärmung in einem kompakten Gerät, das sich perfekt in den Arbeitsablauf der Zahnarztpraxis einfügt. Es ist schnell, tragbar und einfach zu bedienen – und sorgt für eine erhöhte Fließfähigkeit, für ein einfacheres Handling und eine verbesserte Anpassung an die Zahnstruktur und eine reduzierte Extrusionskraft. Und das alles mit einem handlichen Gerät, das Komposite in nur 2 Minuten erwärmt. Speziell entwickelt für Filtek™ Komposite, die zum Erwärmen geeignet sind.

296595
Kit Komposit-Wärmer mit Heizstation, Komposithalterung, Silikonhülle, USB-C Kabel, Netzstecker, Steckdosenadapter, Kurzanleitung

898,-

Hersteller-
Listenpreis

492,-



2+1

Biodentine™ XP

Biodentine™ XP - Das neue System für die Dentinrestauration. All-in-One-Kartusche mit Pulver und Flüssigkeit für eine perfekte Mischung. Direkte Applikation in die Kavität dank biegbare Applikationsspitze. Biodentine™ XP 500 für große Kavitäten, Biodentine™ XP 200 für kleine Kavitäten.

217823

Starter-Paket 20 Kartuschen (10 x XP 500, 10 x XP 200) inklusive Hochleistungsmixer und Applikationspistole

Hersteller-
Listenpreis

838,-

Aktionspreis

745,-



BioRoot Flow

BioRoot Flow ist der neue bioaktive mineralische Wurzelkanal-Sealer in einer Ready-to-use-Spritze, der die Obturation bei kalten oder warmen Obturationstechniken einfach und erfolgreich macht.

292678

Set 2 g Spritze Sealer, 1 Fingergriff, 20 intra-orale Spitzen

Aktionspreis

95,90



GenENDO Revo-S+

Rotierende Feilen zur Öffnung und effizienten Kanalaufbereitung. Effiziente Reinigung und Abformung: dank symmetrischer und asymmetrischer Querschnitte. Mit dreieckigen symmetrischen und asymmetrischen Querschnitten für optimale Performance.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

296326

Packung 5 Feilen steril 21 mm, SC1

Aktionspreis

38,90



Peha-soft® Latex Comfort

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus weichem Latex, puderfrei; hochelastisch und reißfest; texturierter Fingerbereich für optimale Griffbarkeit; durch Doppelchlorierung leicht anzuziehen, Passform und hohes Tastempfinden; links und rechts zu tragen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

294737

Packung 100 Handschuhe puderfrei, M

Aktionspreis

6,50



Pagasling®

Schlinggazetupfer aus Verbandmull EN 14079, 20fädig; der aus nur einem Mullstück gefertigte Tupfer ist so verschlungen, dass die Schnittkanten sicher im Inneren liegen; mit hohem Absorptionsvermögen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

30912

Packung 1.000 Tupfer Größe 3, Pflaume

Aktionspreis

65,90



HARTMANN



Hilft. Pflegt. Schützt.

Foliodress® Suit

Zweiteilige Einmal-OP-Bereichskleidung nach EN 13795, Teil 1-3, aus flüssigkeitsabweisendem, atmungsaktivem Vliesstoff. Mit hohem Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keimdurchwanderung. Abriebfest und fusselfarm. Kasack mit V-Ausschnitt, kurzen Ärmeln und zwei Taschen. Gerade geschnittene Hose mit Bindeband im Bund. Paarweise verpackt.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

51799

Karton 50 Beutel Bereichskleidung blau, XL



Aktionspreis

99,90

meridol® med CHX 0,2%

Arzneimittel

220471

Flasche 1 Liter Mundspüllösung
inklusive Pumpspender



Aktionspreis

6,50

Duraphat® Suspension

Arzneimittel

294717

Tube 10 ml



Aktionspreis

25,90



elmex® fluid

Arzneimittel

209223

Flasche 50 ml Lösung



Aktionspreis

20,50

VITIS® whitening Zahnpasta

Die VITIS® whitening Zahnpasta für den täglichen Gebrauch hellt die Zähne dank ihrer exklusiven Formulierung effektiv auf und stellt das natürliche Weiß und die Helligkeit der Zähne wieder her, ohne den Zahnschmelz zu beschädigen.

105961

Tube 100 ml Zahnpasta



Aktionspreis

6,90

PERIO-AID ACTIVE CONTROL

PERIO-AID® zur Erhaltung einer guten parodontalen Gesundheit. Die Zusammensetzung kombiniert Chlorhexidin (CHX) und Cetylpyridiniumchlorid (CPC), wodurch eine bestmögliche Kontrolle des oralen Biofilms gewährleistet wird. Die QM-konforme PERIO-AID® 5L Bag in Box eignet sich hervorragend für die präprozedurale Spülung in der Zahnarztpraxis.

125451

Bag in Box 5 Liter



Aktionspreis

31,90

DENTAID

Kompetenz in Mundgesundheit

Omnifix® Luer Lock

3-teilige Einmalspritzen mit Luer-Lock-Ansatz. Kolbenstopfen mit doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen/Injizieren. Aus Polypropylen, mit Kolbenstopp. Problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen Hochtransparenter Zylinder.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

91020

Packung 100 Einmalspritzen 3 ml

Aktionspreis

14,50



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Vasco® Sensitive

Unsteriler, puderfreier Untersuchungshandschuh aus Naturlatex.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

34868

Packung 100 Handschuhe M

34869

Packung 100 Handschuhe L

Aktionspreis

4,50



Aktionspreis

4,50

TORK® PREMIUM extra weiche Zickzack Handtücher (V-Falz)

Geeignet für den Einsatz in herkömmlichen Falthandtuchspendern. Verbrauchssparende und hygienische Einzeltuchentnahme. TORK® extra weiche Zickzack (V-Falz) Handtücher. TORK® Easy-Handling Verpackung für leichteres Tragen, einfacheres Öffnen und Entsorgen. Papierhandtücher Premium, saugfähig. EU Ecolabel und ISEGA Zertifikat.

103927

Karton 15 x 200 Tücher = 3.000 Premium Tücher hochweiß 23 x 23 cm, 2-lagig, extra weich

Aktionspreis

34,90



TORK® Advanced Handtuch Zickzackfalz (V-Falz), weich

Geeignet für den Einsatz in herkömmlichen Falthandtuchspendern. 2-lagiges, weiches Tissue mit Dekorprägung. EU Ecolabel / ISEGA Zertifizierung und FSC- Zertifikat.

103924

Karton 15 x 250 Tücher = 3.750 Advanced Tücher grün 24,8 x 23 cm, 2-lagig, Zickzackfalzung (V-Falz)

Aktionspreis

32,95



Tork Xpress® Multifold Handtücher, extra weich

Verbrauchssparende und hygienische Einzeltuchentnahme, Funktionaler, ergonomischer und platzsparender Tork Carry Pack. Tuch wird bereits voll entfaltet entnommen. Extrem weich, saugstark und nassreißfest, aufgrund 2 Lagen Tissue-Plus mit Quick-Dry - Effekt. EU Ecolabel, FSC-Zertifiziert, ISEGA Zertifikat.

87553

Karton 21 x 100 Tücher = 2.100 Premium Tücher hochweiß 21 x 34 cm, 2-lagig, extra weich

Aktionspreis

35,90



TORK®

FD 366 sensitive wipes

Alkoholreduzierte, gebrauchsfertige Desinfektions- und Reinigungstücher für empfindliche Oberflächen von von invasiven und nicht invasiven Medizinprodukten und medizinischem Inventar.

123186

Karton 4 Rollen x 100 Tücher

99,90

8+1



**DÜRR
DENTAL**

Orotol plus Combi-Set

Combi-Set aus Orotol plus Sauganlagen-Desinfektion und MD 555 cleaner Spezialreiniger:
Orotol plus - Schaumfreies, hochergiebiges Flüssigkonzentrat für die Reinigung, Desinfektion, Desodorierung und Pflege aller Sauganlagen und Amalgamabscheider.
MD 555 cleaner Spezialreiniger - Schaumfreies Reinigungskonzentrat für zahnärztliche Sauganlagen und Amalgamabscheider aller Art.

297021

Combi-Set 2 x 2,5 Liter Orotol plus, 2 x 2,5 Liter
Flasche MD 555 cleaner



Aktionspreis

149,90

Sekusept® aktiv

Für die manuelle Reinigung und Desinfektion sowie die Abschlussdesinfektion von medizinischen Instrumenten. Besonders geeignet für thermolabile Instrumente, die nicht sterilisiert werden können wie zum Beispiel flexible Endoskope und Anästhesie Zubehör. Sekusept aktiv bietet eine breite Wirksamkeit auf der Basis von Peressigsäure, gegen Bakterien, Mykobakterien, Pilze, Viren und Bakteriensporen, bei sehr kurzen Einwirkzeiten. RKI-gelistet (A/B). Geeignet für das DG-Xtra Pulverdosiogerät.

81041

Eimer 6 kg

120435

Karton 4 x 1,5 kg Eimer

Aktionspreis

225,-

ECOLAB®



Aktionspreis

279,-

mollosil® plus Automix2

Definitive Direkt-Unterfütterung, dauerhaft weichbleibend, kalthärtend, biokompatibel. Wird direkt aus der Kartusche auf die Prothesenbasis appliziert. Geeignet für alle PMMA- und 3D Kunststoffe. Kann auch im indirekten Verfahren verarbeitet werden. Primer mit Farbindikator zur visuellen Applisationskontrolle. Patientenbroschüre und Schleifset inklusive. MDR zertifiziert. Farbe: Gingiva.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

27172

Refill Packung 50 ml Automix2
Doppelkartusche

Aktionspreis

129,-



tempofit® premium

Bis-Acryl-Composite 10:1, selbsthärtend, für passgenaue, hochwertige Kurz- und Langzeitprovisorien. Natürliche Zahnästhetik und Fluoreszenz, auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Außergewöhnlich bruchstabil, extrem biege- und abrasionsfest. Sichere Entnahme der Provisorien durch definierte elastische Phase. Einfaches oberflächenfinish (schleifen, polieren).

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

76624

Standardpackung 50 ml Doppelkartusche A3,
10 Mischkanülen blau



Aktionspreis

83,90



detax

implantlink® semi Classic

Semipermanenter Implantatzement auf Kunststoffbasis 4:1, zur Befestigung von Suprakonstruktionen. Röntgenopak mit verstärkter Haftung und Druckfestigkeit, selbst bei verlängerter Tragedauer. Die Restauration lässt sich beschädigungsfrei ausgliedern. Exakte Positionierung und höchste Passgenauigkeit durch sehr niedrige Filmdicke. Leichtes, großstückiges Entfernen der Überschüsse in der elastischen Phase, haftet nicht am Weichgewebe. Kompatibel mit allen Materialkombinationen, dualhärtend, geruchs- u. geschmacksneutral. Medizinprodukt der Klasse IIa.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

30860

Standardpackung classic 5 ml Kartusche mini-mix,
10 Mischkanülen braun 4:1



Aktionspreis

54,90

Aktionspreis

36,90



StoneBite®

Additionsvernetzendes Silikon auf elastomerer Basis für die Bissregistrierung mit extrem hoher Endhärte von 48 Shore D, welches dem Anwender eine absolut präzise und verlässliche Arbeitsgrundlage präsentiert. Es ist sehr gut schneidbar.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

21546

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 12
Mischkanülen pink, Applikationstips

Dreve

Regofix® transparent

Transparentes Bissregistratsilikon, praktisch frei von Füllstoffen und trotzdem hohe Endhärte (70 Shore A) und spontanes Rückstellvermögen. Geeignet als Matrizenmaterial für lichterhärtende Front- und Seitenzahnkomposite und zur geführten Bissregistrierung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

14392

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 12 Mischkanülen grün

Aktionspreis

36,90



Fixtemp® C&B

Automatisch anmisches Komposit im Mischverhältnis 4:1 zur Anfertigung von provisorischen Kronen und Brücken sowie In- und Onlays in überragender Qualität.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

36760

Packung 50 ml Doppelkartusche A2,
10 Mischkanülen hellblau

Aktionspreis

59,90



Unigloves COMFORT®

Der Unigloves COMFORT® bietet dank Doppel-Chlorierung eine außergewöhnlich glatte Oberfläche und ein sanftes Anziehen. Zertifiziert nach EN ISO 21420, EN 455 und EN ISO 374-1 (Typ B) schützt er zuverlässig vor Viren, Pilzen und Bakterien. Mit weniger als 50 µg/dm² Proteingehalt ist er besonders hautfreundlich, strapazierfähig, wasserdicht und garantiert präzises Tastempfinden.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

81010

Packung 100 Handschuhe S



Aktionspreis
6,50

Unigloves DERMA SKIN®

Der Unigloves DERMA SKIN® überzeugt durch besondere Feinfühligkeit, Griffigkeit und natürliches Tastempfinden. Zertifiziert nach EN 374, EN 420 und EN 455 gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425 bietet er zuverlässigen Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien. Das widerstandsfähige, wasserdichte Material mit mikrogeauter Oberfläche sorgt für sicheren Halt, hohen Tragekomfort und einfaches An- und Ausziehen durch Chlorinierung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

74134

Packung 100 Handschuhe S



Aktionspreis
6,90

UNIGLOVES®
KEEPING YOU SAFE

Unigloves BURGUNDY PEARL®

Diese medizinischen Handschuhe bestehen aus Nitril, das frei von Latex ist, und das Nitrilmaterial passt sich der Hand während des Gebrauchs an und sorgt so für einen bequemen Sitz und eine reibungslose, hygienische Handhabung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

297092

Packung 100 Handschuhe puderfrei, Burgundy, M



Aktionspreis
4,20

In 16 Farben
erhältlich

Opalescence™ PF

Der Goldstandard für die professionelle, kosmetische Zahnaufhellung mit individuellen Tiefzieh-schienen. Opalescence™ PF Zahnaufhellungsgele enthalten Kaliumnitrat und Fluorid (PF).

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

104193

Patienten Kit 8 x 1,2 ml Spritze 16% Mint, Farbschlüssel,
Aufbewahrungsbox, 20 ml (28 g) Opalescence Zahncreme



Aktionspreis
58,90

Ultra-Etch™

35 % Phosphorsäure, selbstlimitierend im Dentin. Dringt in feinste Fissuren ein, läuft aber an vertikalen Flächen nicht ab. Präzise applizierbar.

28183

Spritze 30 ml



Aktionspreis
62,95

UltraEZ™

Gel mit 3 % Kaliumnitrat und 0,25 % Natriumfluorid, schnell wirksam, Sensibilitäten klingen sofort ab. Einzusetzen nach Zahnaufhellungen, nach dem Scaling sowie anderen Empfindlichkeiten der Zähne auf thermische, chemische und mechanische Reize. Gel für individuelle Schienen oder gebrauchsfertig im UltraFit™ Tray.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

74318

KombiTray 10 Blister OK-Tray, 10
Blister UK-Tray



Aktionspreis
57,90

UL
ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Quickmat Teilmatizen

Für perfekte Klasse-II-Restaurationen.

- Dünne (0.04 mm) bombierte Teilmatrize: Mit anatomischer Form, leicht zu modellieren.
- Mikrodünne (0.025 mm) bombierte Teilmatrize: Bei engen Zahnzwischenräumen ermöglicht es die mikrodünne Version, sehr dichte Kontaktstellen mit idealer Morphologie zu erhalten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

26385

Nachfüllpackung 100 Teilmatrizen, Edelstahl, Stärke 0,04 mm, Höhe 6,4 mm, bombiert, Molar

Aktionspreis

45,90

 **polydentia**
swiss manufacture



Interdentalkeile aus Ahornholz

Diese anatomisch geformten Holzkeile lassen sich leicht in den Interproximalraum, bukkal oder lingual, einführen, ohne die Papille zu beschädigen. Sie haben konkave Seiten, die eine Matrizenanpassung entlang des zervikalen Randes ermöglichen und die Form der Matrize nicht verfälschen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

111825

Packung 200 Interdentalkeile, Größe 10, orange

Aktionspreis

20,95



QuickmatFLEX Teilmatrizen

QuickmatFLEX sind ultradünne (0,03 mm) Teilmatrizen aus Titan mit ausgezeichnetem elastischem Gedächtnis. Klasse-II-Behandlungen mit QuickmatFLEX Teilmatrizen und unseren Teilmatrizenringen liefern vorhersagbare Restaurationen mit korrekter Anatomie, engen Kontaktpunkten und glatten Kompositoberflächen, die nur minimale Nachbearbeitungsschritte erfordern.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

218169

Packung 100 Teilmatrizen Höhe 6,4 mm, Stärke 0,03 mm, Molar

Aktionspreis

47,95



CETRON® Reinigungspulver

Schonend und dauerhaft pflegendes Pulver zur Reinigung von Zahnsparagen, Schienen, Zahnersatz und Sportmundschutz. Zum Auflösen in 150 ml Wasser, 3–4 Tage verwendbar.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

27376

Beutel 25 x 15 g Pulver

40,50

27259

Set 5 x 15 g Pulver, 1 Aufbewahrungsbox

22,90



10+1



SCHEU

10+1

UNIQ+ pd

Die UNIQ+ pd Tiefziehfolie bietet eine innovative Lösung für Alignerbehandlungen, indem sie mit nur einer Schicht maximale Wirkung erzielt. Im Gegensatz zu vielen mehrschichtigen Folien wirkt die UNIQ+ pd den entstehenden Kräften während der gesamten Behandlung konstant entgegen und verliert dabei nicht an Stabilität.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

221022

Packung 10 Folien rund, Ø 125 mm, Stärke 0,75 mm



Aktionspreis

30,90



VITA ENAMIC® for CEREC®/inLab®

VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Weltweit einzigartige zahnfarbene Hybridkeramik mit dualer Keramik-Polymer-Netzwerkstruktur für die einfache, effiziente und präzise Herstellung von ästhetischem Zahnersatz. Multichromatische Rohlinge in der Transluzenzstufe HT für FZ-/SZ-Kronen, grazile (Non-Prep)-Veneers.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

105183
Packung 5 Blöcke EM-14, 2M2-HT

127,90



4+1

VITA

VITA ENAMIC® UNIVERSAL

VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Weltweit einzigartige zahnfarbene Hybridkeramik mit dualer Keramik-Polymer-Netzwerkstruktur für die einfache, effiziente und präzise Herstellung von ästhetischem Zahnersatz. Multichromatische Rohlinge in der Transluzenzstufe HT für FZ-/SZ-Kronen, grazile (Non-Prep)-Veneers.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

120801
Packung 5 Blöcke Universal EM-14, 3M2-HT

118,90



4+1

VITA ENAMIC® multiColor for Cerec®/inLab®

VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Weltweit einzigartige zahnfarbene Hybridkeramik mit dualer Keramik-Polymer-Netzwerkstruktur für die einfache, effiziente und präzise Herstellung von ästhetischem Zahnersatz. Multichromatische Rohlinge in der Transluzenzstufe HT für FZ-/SZ-Kronen, grazile (Non-Prep)-Veneers.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

129852
Packung 5 Blöcke multiColor for CEREC/inLab EMC-14, 3M2-HT

154,90



4+1

Profluorid® Varnish + BioMin®

- Härtet signifikant den geschwächten Zahnschmelz.
- Zuverlässige Desensibilisierung dank 5 % NaF (entspricht 22.600 ppm Fluorid)
- Ästhetischer, zahnfarbener Lack
- In vier Geschmacksrichtungen erhältlich: Minze, Kirsche, Karamell und Bubble Gum

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

294959
SingleDose 48 x 0,4 ml Blister gemischt

Aktionspreis
104,90



VOCO

Bifix® Veneer LC

Lichthärtendes Nano-Hybrid Befestigungscomposite.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

295009
Set 3 x 2 g Bifix® Veneer LC (bright, clear, warm), 3 x 2,5 g Bifix Veneer Try-In (bright, clear, warm), 20 Kanülen

Aktionspreis
139,-



Grandio®SO Unlimited

Grandio®SO Unlimited von VOCO – Universal-Composite mit 4 mm Schichtstärke. Während ästhetische Universal-Composites aufwendig in 2 mm Inkrementen geschichtet und polymerisiert werden müssen, bieten Bulk-Fill-Composites den Vorteil, Inkremente bis 4 mm in die Kavität zu applizieren. Allerdings werden Bulk-Fill-Composites aufgrund einer häufig unzureichenden Ästhetik nahezu nur für den Seitenzahnbereich eingesetzt. Diese Einschränkung löst VOCO mit dem neuen Universal-Composite Grandio®SO Unlimited jetzt auf.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

294964
Packung 15 x 0,3 g Cap Komposit A3



Aktionspreis
74,90

Microbrush® Plus Applikatoren Serie

Der Original Microbrush® Applikator bietet gleichbleibende, verlässliche Qualität. Nicht-absorbierende Nylonbeflockung (kein Bonding-Verlust) und biegbarer Hals für einfachen Zugang. Für maximale Kontrolle und präzise Platzierung des Materials.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

103543

Kit 400 Applikatoren gelb/rosa, fein, 1 Dispenser



Aktionspreis

39,50

DryTips®

Original DryTips® Parotisplaster/Speichelabsorber. Nimmt Flüssigkeit direkt dort auf, wo sie entsteht. Ideal für z. B. Fissurenversiegelung, Abformungen, Kronen- und Füllungstherapie, u.v.m. Auch mit reflektierender Beschichtung erhältlich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

117591

Packung 50 Speichelabsorber weiß, klein

Microbrush International



Aktionspreis

10,90

Microbrush® Double Bend Applikator


Die innovative doppelt biegsame Spitze der Double Bend Applikatoren wurde entwickelt, um dem Behandler einen besseren Zugang zu schwer zugänglichen Bereichen zu ermöglichen. Der DUO Applikator sorgt für eine gleichmäßige, kontrollierte Anwendung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

296766

Packung 100 Applikatoren regular pearl purple

neu



Aktionspreis

10,90

Strata-G™ Teilmatrizensystem

Das neue Strata-G™ Teilmatrizensystem von Garrison Dental Solutions. Jetzt noch schneller und zuverlässiger perfekte Klasse II Kavitäten füllen!

218186

Intro-All-In-One-Set 3 Strata-G™ Ringe (je 1 x kurz blau, lang orange, breit grün), 50 Strata-G™ Matrizenbänder mit Antihafbeschichtung, 5 Größen (je 10 x hellgrau 3,5 mm, grau 4,5 mm, lila 5,5 mm, grün 6,5 mm, blau 7,5 mm), 50 Firm Matrizenbänder, 5 Größen (je 10 x Prämolare 4,3 mm, klein-zervikal 5,9 mm, Prämolare/kleine Molare 5,3 mm, Molar 6,1 mm, Molar/groß-zervikal 7,7 mm), 80 Strata-G™ Keile, 4 Größen (je 20 x klein/gelb, mittel/blau, groß/orange, extra-groß/grün), 1 Ringseparierzange FXP01, 10 VariStrip™, 5 Margin Elevation Matrizenbänder

Aktionspreis

535,90

Strata-G™ Ring Set

Langlebiger durch gezogenen NiTiNol-Draht und mit weicherem Silikon.

217035

Set 3 Strata-G™ Ringe (je 1 x blau / kurz, orange / hoch, grün / breit)



Aktionspreis

320,90

Garrison Dental Solutions

3D Fusion Ring Set

Die beliebtesten Ringe mit weichen Silikonfüßchen von Garrison Dental.

130385

Ring-Set 3 Composit-Tight® 3D Fusion™ Ringe (je 1 x blau / kurz, orange / hoch, grün / breit)



Aktionspreis

295,90

Microbrush International / Garrison Dental Solutions

Angebot solange der Vorrat reicht, gültig vom 01.01. bis 28.02.2026. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Dental-Union GmbH zzgl. der gesetzl. MwSt. Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Vertriebsstruktur“.

