LABOR

GC Initial Zirconia Coloring SET

ABER HALLC



L1.25



AB INS KÖRBCHEN!

GC Initial™ Zirconia Coloring Liquid

Initial Zirconia Coloring Liquid Einfärbe-System auf Wasserbasis für Zirkoniumdioxid

- Schnell, berechenbarer und bestechend individuell
- Bietet die beste Basis für ein Keramikfinish mit IQ ONE SQIN
- Ein Liquid, Zwei Techniken: Malen oder Tauchen

221919

Set 12 x 50 ml Liquid (body A, body B, body C, body D, cervical A, cervical B, cervical C, cervical D, effect grey, effect blue, effect pink neutral), 4 x 25 ml Marking Liquid (red, blue, yellow, green), 1 technisches Handbuch

221920

Intro Kit 4 x 50 ml Liquid (body A, cervical A, effect grey, neutral), 2 x 25 ml Marking Liquid (red, blue), 1 kurze Gebrauchsanweisung

134,90











221934

Flasche 25 ml Marking Liquid blue

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.



Aktionspreis 357,-











GC FUJIROCK® EP Premium Line / EP Classic Line

Superhartgips der Klasse IV. Classic Line für alle prothetischen Arbeiten, die hohe Präzision, hervorragende Kantenhärte und hohe Drucksensibilität erfordern. Die Premium Line wurde entwickelt für Hochpräzisionstechniken wie großspannige Implantat- und komplexe vollkeramische Arbeiten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

123785

Packung Premium 4 kg Gips Polarweiß 28,50


57033

Eimer Classic 12 kg Gips Goldbraun Aktionspreis 59,95

Zahnlager Dental-Union

Wir bieten Ihnen Europas größtes Zahnlager mit über 17.000 verschiedenen Zahngarnituren der führenden Hersteller wie Dentsply Sirona, Ivoclar Vivadent, Shofu und VITA.

Hohe Qualität. Schnelle Lieferung. Komfortabler Service.





















Fachhandel · Beratung · Service























MINISTAR S®

Das kompakte Druckformgerät MINISTAR S® mit Scan-Technologie, thermisch geregeltem IR-Strahler und 4 bar Arbeitsdruck. Nutzerfreundliche Folientastatur mit großem Display

129142

MINISTAR S® 230 V inklusive Netzkabel, Folienmusterbuch, 1,7 kg Edelstahl-Füllgranulat, Schutzhaube, Silikonfett, Muster Granulatabdeckung

Hersteller-Listenpreis

2.095,-



inklusive Materialpaket im Wert von 200€

RÜCKGABE-AKTION

Sie erhalten bei gleichzeitiger Rückgabe eines Altgeräts* eine Gutschrift in Höhe von

* Rückgabe von einem Gerät pro Bestellung möglich

Aktionspreis 27,90





BIOSTAR®

BIOSTAR® 230 V inklusive Netzkabel,

Folienmusterbuch, 1,7 kg Edelstahl-

Füllgranulat, Schutzhaube, Silikonfett,

Muster Granulatabdeckung

117307

Das Universal-Druckformgerät mit Scan-Technologie, thermisch

das durch die einzelnen Schritte des Tiefziehvorgangs führt.

geregeltem IR-Strahler und 6 bar Arbeitsdruck. Farbiges LCD-Display,

Hersteller-

Listenpreis

4.044,-

gabe eines Altgeräts* eine Gutschrift

Materialpaket im Wert von 200€

in Höhe von

* Rückgabe von einem Gerät pro Bestellung möglich

RÜCKGABE-AKTION Sie erhalten bei gleichzeitiger Rück-

Packung 10 Folien rund, Ø 125 mm, Stärke 0,625 mm, inkl. Schutzfolie

221020

1.769,90

Dental-Union Fachhandelspartner.

UNIQ+ pd

Die UNIQ+ pd Tiefziehfolie bietet eine innovative Lösung für Aligner-

behandlungen, indem sie mit nur einer Schicht maximale Wirkung

erzielt. Im Gegensatz zu vielen mehrschichtigen Folien wirkt die UNIQ+ pd den entstehenden Kräften während der gesamten Behandlung konstant entgegen und verliert dabei nicht an Stabilität.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr



⋜⋿ӀТ

SANDURET

Die Mikrofeinstrahler der SANDURET Serie sind mit 2, 3 oder 4 Kammern erhältlich und erzielen hervorragende Ergebnisse. Die beheizten Strahlkammern sichern stets trockenes Strahlgut und verstopfte Schläuche oder Düsen kommen nicht mehr vor. Inklusive Reitel-Schnell-Stopp-Funktion.

VACURET CLASSIC

• Preiswertes-Vakuum-Anrührgerät mit

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

66140

Sandstrahlgerät mit 3 Kammern

Listenpreis

2.200,-

STEAMY MINI

Der STEAMY MINI Dampfstrahler eignet sich zum Reinigen von Kleinteilen, zahntechnischen Arbeiten und Instrumenten sowie zum punktuellen Einsatz an größeren Objekten. 3,5 Liter Tankinhalt, 4,5 bar Druck, manuelle Befüllung. Langlebige Technik mit Edelstahl-Kessel

34494

Dampfstrahler

Listenpreis



und Pumpe ist ein zweistufiges Filtersystem verbaut. Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

216870

Technik

Vakuumrührgerät mit manuellem Timer

Listenpreis

Aktionspreis
1.399,-



Cercon® ht ML

Cercon® ht ML ist das Multilayer Zirkonoxid für alle Bedürfnisse und großspannige Brücken mit bis zu 14 Gliedern.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr

Dentsply Sirona

Cercon®

Dental-Union Fachhandelspartner.

208408 Disk Ø 98 mm H 14 mm, A3 208439 Disk Ø 98 mm H 18 mm, A3



Aktionspreis 172,70









Cercon® xt ML - Extra transluzentes Multilayer Zirkonoxid. Die neue Multilaver Klasse verspricht monolithische Restaurationen auf höchstem Niveau. Perfekter, naturgetreuer Farbverlauf: Entspricht der Ästhetik eines natürlichen Zahnes ganz ohne Verblenden oder

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

204631

204632

Disk Ø 98 mm H 18 mm, A3

Disk Ø 98 mm H 25 mm, A3



Height: 18 mm LOT 18036466 Aktionspreis 192,-



Dentsply Sirona Multilayer PMMA Disc

Die Dentsply Sirona Multilayer PMMA Disc ist jetzt eine validierte Mehrfach-Materialkomponente für provisorische Kronen und Brücken sowie für hochwertige Prothesenzähne.


Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

Zirkonoxidrohlinge zur Herstellung von Zahnersatz Zirconia disc-shaped blanks for use in the fabrication of dental restorations

Lingotins de zircone (disques) pour la fabrication de contreforts restauration Piezas en bruto de óxido de circonio para la fabricación de prótesis dentales Grezzi all'ossido di zirconio per la produzione di protesi dentali

128760

A3, Multilayer



Aktionspreis 91,70

VITA VIONIC® BASE DISC HI

Ein neues Qualitätslevel für Ihre digital gefertigte Prothese mit VITA VIONIC® BASE DISC HI. VITA VIONIC® BASE DISC HI sind vorgefärbte dentale Fräsrohlinge aus schlagzähem PMMA für die Herstellung von Prothesenbasen für herausnehmbaren Zahnersatz

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

218074

Disc Ø 98,5 mm, H 30 mm, classic pink translucent



VITA VITA VIONIC® BASE DISC HI Denture Base Disc classic pink Size Ø 98.5 / h 30 mm **C €** 0482 MD REF: ADCLP9830 LOT: 90375072303

VITA VITA VIONIC® BASE DISC HI

Denture Base Disc classic pink translucent

Size Ø 98.5 / h 30 mm

C € 0482 MD REF: ADCLPT9830 LOT: 90375072303

VITA

VITA VIONIC® BASE DISC HI **Denture Base Disc**

soft pink Size Ø 98.5 / h 30 mm

C € 0482 MD REF: ADSOP9830 LOT: 90375072303





VITA VIONIC® WAX

Sind formstabile, temperaturbeständige Synthetikwachs-Rohlinge.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner

131185

Disc Ø 98,4 mm, H 30 mm, pink



VITA VIONIC® DENT DISC multiColor

Der Fräsrohling aus MRP-Komposit (anorganisch gefülltes PMMA) überzeugt durch seine Materialeigenschaften und die Qualität von VITA Premium-Konfektionszähnen. Weitere Vorteile sind die Abrasionsstabilität für langlebige Prothesen, eine hervorragende Polierbarkeit sowie anspruchsvolle Ästhetik dank integriertem Farbverlauf.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

218079

Disc Ø 98,4 mm, H 20 mm, A3





VITA VIONIC® BOND multiDose

VITA VIONIC® BOND dient zur definitiven Verklebung von Prothesenzähnen mit Prothesenbasen im digital gestützten Herstellprozess von herausnehmbaren Prothesen. Die VITA VIONIC® BOND Flüssigkeiten müssen gekühlt, zwischen 5°C (41°F) und 10°C (50°F), gelagert werden. Die Haltbarkeit ab Herstelldatum beträgt 18 Monate. Angebrochene Flaschen VITA VIONIC® multiDose sind innerhalb von 90 Tagen nach der Öffnung zu verbrauchen.

Fachhandelspartner.

292715

Kit COMPLETE 20 ml VIONIC BOND I multiDose, 10 ml VIONIC BOND II multiDose, 1 VIONIC BOND multiDose Messbecher 3 ml. 50 Einweg-Pinselspitzen Nylon

TORK® Xpress® PREMIUM

komprimierte, weiche Multifold-Handtücher

Doppelt so viele Tücher im Spender als bisher, aufgrund komprimierter Handtücher = halb so viel Nachfüllaufwand und enorme Zeitersparnis! Mehr Hygiene und weniger Verbrauch durch Einzeltuchentnahme. Passend für Tork H2 System sowie herkömmliche Falthandtuchspender (Tiefe: mehr als 10 cm; Breite: mehr als 22 cm). Großes (32 cm), weiches und saugfähiges Handtuch sorgt für wesentlich weniger Verbrauch

221971

Tork Easy-Handling Verpackung, EU Ecolabel und FSC - Zertifiziert Karton 12 x 170 = 2.040 Tücher 2-lagig, 21,2 x 32 cm, H2 Multifold-Handtuchsystem, Premium Qualität, weiß, weich







TORK® PREMIUM extra weiche Zickzack Handtücher (V-Falz)

Geeignet für den Einsatz in herkömmlichen Falthandtuchspendern. Verbrauchssparende & hygienische Einzeltuchentnahme. TORK® extra weiche ZickZack (V-Falz) Falzung sowie Tork H3 System. Papierhandtücher Premium, saugfähig und reißfest, Tork Easy-Handling Verpackung. EU Ecolabel, FSC-Zertifiziert.

103927

Karton 15 x 200 Tücher = 3.000 Premium Tücher 2-lagig, extra weich, 23 x 23 cm, hochweiß

FREEPRINT® CROWN

Premium Kunststoff zum Druck von permanenten Einzelkronen, Prothesenzähnen und langzeitprovisorischen Brücken. Das biokompatible Material bietet durch seine perfekt abgestimmte Transparenz und Opazität eine brillante und ästhetisch ansprechende Farbauswahl.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.



FREEPRINT® SPLINTMASTER TAFF

Lichthärtende Formulierung für den 3D-Druck von flexiblen High-End-Schienen. Erhältlich in zwei Flexibilitätsstufen: TAFF & FLEX.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

219357

Flasche 1 kg Kunststoff transparent



FREEPRINT 3D PRINTING MATERIAL DETAX NDR CERTIFIED DETAX SPLINTS. REPOSITIONERS, NIGHT. & MOUTHQUARDS DETAX DETAX DETAX SPLINTS. REPOSITIONERS, NIGHT. & MOUTHQUARDS DETAX

FREEPRINT® DENTURE

Lichthärtender, biokompatibler Kunststoff zum 3D Duck von herausnehmbaren dentalen Prothesenbasen. Prozesssicher durch hohe Initialhärte nach dem Druck. Niedrigviskose Einstellung für geringen Materialverbraucht und schnellere Reinigung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

205329

Flasche 1 kg Kunststoff 385 nm, pink-transparent







Aktionspreis
112,90

Palapress®

Prothesenkunststoff für
Teilprothesen und Reparaturen, Autopolymerisat
Denture acrylic for partial dentures and repairs, self-curing acrylic

NULZER

PalaXpress®

Mit dem abgestimmten System PalaXpress® und Palajet® lassen sich passgenaue Totalprothesen im Injektionsverfahren herstellen.

56172

56169

Flasche 500 ml Flüssigkeit

Packung 1 kg Pulver rosa







Aktionspreis 113,90

Palapress®


Ob Modellgusskomplettierung, Unterfütterung oder Reparaturen - mit Palapress schnell und ökonomisch fertig gestellt. Die Gießzeit von ca. 2 Min. und eine Verarbeitungszeit von bis zu 7 Min. gewährleisten hohe Effektivität in der Kunststoffprothetik.

82397

62873

Flasche 500 ml Flüssigkeit

Packung 1 kg Pulver rosa



Gipsmodelltrimmer HSS-88

Durchzugsstarker Trimmer mit 1.000 Watt Leistung und hoher Drehzahl 3.000 U/min. der durch Kurzschlussläufertechnik höchst verschleiß- und wartungsfrei ist. Inklusive Magnetventil. Kräftige Scheiben- und Innenraumspülung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

37822

Gipstrimmer Inklusive Diamantscheibe,

1 Meter Zuflussschlauch 1/2" Zoll, 1 Meter Abflussschlauch 1" Zoll,

Schrägauflage im Winkel von 12°

Hersteller-

Listenpreis 3.750,-



Abdampf Box

Die Abdampf-Box ist eine kompakte Arbeitskabine zum Reinigen von Werkstücken mittels Dampf. Sie ist ausgelegt für das Bearbeiten bzw. Reinigen von Kleinteilen bis hin zu handgroßen Teilen. Für eine optimale Sicht beim Arbeiten sorgen ein kraftvoller Lüfter, der den Dampf schnell über einen Bodenfilter absaugt, sowie eine Arbeitsraumausleuchtung mittels LED-Licht.

216543

Abdampf Box inklusive Abflussschlauch 2 m

Hersteller-

Listenpreis 1.990-

Aktionspreis
1.279,-

WASSERMANN Hamburg · Germany



Dampfstrahler Wasi-Steam Classic II

Kompakt im Format, stark in der Leistung: Der Wasi-Steam Classic II ist die perfekte Lösung, wenn das Platzangebot klein, aber der Anspruch groß ist. Manuell befüllbar, flexible Standortwahl. Dampftemperatur max. 158 °C (bei 5 bar).

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

209740

Dampfstrahler Edelstahl

Hersteller-Listenpreis 1.650,-



Dosper evo

Dublisil®

DIN EN ISO 14356, Irreversible – type 2 20 shore A

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Straße 31 - 59423 Unna/Germany
Tel +49 2303 8807-0 - Fax +49 2303 8807-55
info@fines de - assaultane com

m Ii

20 speed

Automatisches Misch- und Dosiergerät für dünnfließende, additionsvernetzende Dubliersilikone. Freigegeben für alle Dubliersilikone mit dem Mischungsverhältnis 1:1, durch neuartige Fördermengenregulierung.

15281

Dosper evo rot inklusive 2 Flaschenadapter

Hersteller-

Listenpreis 2.137,85

Dublisil® 20 speed

Universelles, ultraschnelles Dubliersilikon für alle Arten von Dublierungen mit einer Endhärte von 20 Shore A. Spezielle Eignung für stabile Dublierformen wie bei Geschiebe- und Fräsarbeiten durch die mittlere

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner

67475

Packung Dublisil® 20 speed 850 ml Flasche A 850 ml Flasche B

70,90

Dublisil® 20

Dubliersilikon mit mittlerer Endhärte für Dublierungen aller Art. Endhärte: 20 Shore A. Mittlere Endhärte für stabile Dublierformen bei z. B. Geschiebe- und Fräsarbeiten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

85045

Packung Dublisil® 20 850 ml Flasche A 850 ml Flasche B





Dublisil® 15

Dünnfließendes Dubliersilikon mit einer Endhärte von 15 Shore A für die komplette Dubliertechnik. Sehr leicht zu entformen mit hochflexibler Endkonsistenz.

Dublisil®

m Ii

20 speed

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

86350

Packung Dublisil® 15 850 ml Flasche A, 850 ml Flasche B

70,90





FotoDent® insulant

Biobasiertes Isoliermittel für 3D gedruckte Kunststoffmodelle bei der Verarbeitung von Autopolymerisaten. Optimale Isolierung zwischen Kunststoff-Dentalmodell und Kunststoffplatte für das Streuverfahren im KFO-Bereich. Auch geeignet bei der Herstellung von Prothesen, wie zum Beispiel aus Castd

218207

Flasche 100 ml Isoliermittel





FotoDent® model 2

Speziell für neue Druckergenerationen mit 385 nm entwickelt: Lichthärtendes Harz zur Herstellung von Dentalmodellen für Kieferorthopädie und Prothetik. Schnellerer Druckprozess durch höhere Ausgabe bei gewohnter Präzision.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

203862

Flasche 1 kg model 2 beige-opak, 385 nm









