

# ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



## GC G-ænial® Universal Injectable

- Universelles, injizierbares Restaurationsmaterial für alle Kavitätenklassen
- Thixotrope Viskosität, perfekte Adaptierbarkeit
  - Hervorragende Abriebfestigkeit
  - Hervorragende Ästhetik, leicht auf Hochglanz zu polieren

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

201578

Packung 1 ml Spritze A2

Aktionspreis

**31,50**



Aktionspreis

**169,90**



201703

G-ænial Universal Injectable + G-Premio BOND Kit  
3 x 1 ml Spritze (A1, A2, A3), 5 ml G-Premio BOND,  
30 Dispensing Tip Long Needle, 3 Lichtschutzkappen

## GC G-ænial® A'CHORD

Das hochentwickelte Universal-Komposit mit der Einfachheit des Unishade-Systems. G-ænial® A'CHORD ist ein vielseitiges Universal-Komposit für Front- und Seitenzahnrestaurationen. Dank seines einfachen Unishade-Systems erreichen 5 Core-Farben die Ästhetik der 16 klassischen VITA®-Farben.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

209072

Packung 15 x 0,3 g Unitip A2

Aktionspreis

**49,90**



## GC G-ænial® Universal Flo

Lichthärtendes, injizierbares Feinkorn-Komposit – ideal für minimalinvasive Füllungen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

96943

Spritze 3,4 g A2

inklusive 20 x Dispensing Tip III Plastic, 1 Lichtschutzkappe



Aktionspreis

**56,90**



## GC G-Premio BOND

Lichthärtendes Einkomponenten-Universaladhäsiv für direktes Bonding, Reparaturen sowie Hypersensitivitätsbehandlungen. Hervorragende Haftung an Schmelz und Dentin, unabhängig vom Ätzverfahren.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

203165

Flasche 5 ml



Aktionspreis

**79,90**

## D-Light® Pro

Die D-Light® Pro bietet nicht nur eine effiziente Lichthärtung, sondern hilft Ihnen, Bakterien sichtbar zu machen. Zudem ist sie autoklavierbar und sorgt damit für maximale Hygiene - zum optimalen Schutz des Patienten.

128054

D-Light Pro Kit Handstückhülle, Elektronikmodul, Lichtleiter 8 mm, 2 Akkus, Ladestation, Netzteil, EU-/UK-Adapter, fester Augenschutz, 3 weiche Augenschutze

Hersteller-Listenpreis

1.447,-

Aktionspreis

**949,-**



## GC Tooth Mousse™

- Remineralisierende, zuckerfreie Zahnschutzcreme mit Recaldent® CPP-ACP.
- Stärkt den Zahnschmelz vor und nach dem Bleichen.
- Hervorragende Zahngesundheit: schützt, stärkt und pflegt dauerhaft.
- Bei empfindlichen Zahnhälsen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

126521  
Packung 10 x 40 g sortiert



Aktionspreis  
**142,90**

Aktionspreis  
**84,90**



75735  
Promopackung 5 x 40 g Tooth Mousse (Melone, Erdbeere, Tutti-Frutti, Minze, Vanille) plus 1 Tube extra

## GC MI Paste Plus™

- MI Paste Plus™ ist eine remineralisierende, zuckerfreie Zahnschutzcreme mit RECALDENT™ (CPP-ACP).
- Stärkt den Zahnschmelz vor und nach dem Bleichen
- Verringert Überempfindlichkeiten
- Hervorragende Zahngesundheit: schützt, stärkt und pflegt dauerhaft

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

126527  
Packung 10 x 40 g Paste sortiert



Aktionspreis  
**159,90**



Aktionspreis  
**89,90**



200126  
Promopackung 5 x 35 ml Paste (Melone, Erdbeer, Tutti-Frutti, Vanille, Minze), plus 1 Tube extra

GC

altmann  
dental GmbH & Co. KG  
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION  
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000  
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck  
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura-dent  
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER  
Oldenburger Dental - Depot seit 1927  
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

GERL.

KERN

C. Klöss Dental  
Einrichtung Material Planung Service  
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT  
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS  
Erfahrung macht den Unterschied.

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN  
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung  
finden Sie unter [www.dental-union.de](http://www.dental-union.de)  
im Bereich „Vertriebsstruktur“.



[www.dental-union.de](http://www.dental-union.de)

## GC Fuji PLUS

GC Fuji PLUS ist ein kunststoffmodifizierter Glasionomer-Befestigungszement, der für eine konsequent stressfreie Zementierung bei routinemäßigen Kronen- und Brückenrestorationen sorgt.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

25196  
Packung 50 Kapseln A3

Aktionspreis  
**141,90**



## GC Fuji® I

Selbsthärtender Glasionomer-Befestigungszement, verlässlich und bewährt. Farbe: hellgelb.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

88370  
Packung 50 Kapseln

Aktionspreis  
**109,90**



## GC Fuji® II LC Improved

Das klinisch erprobte, lichthärtende, kunststoffverstärkte Glasionomer-Restaurationsmaterial Fuji® II LC bietet Ihnen alle Vorteile eines konventionellen Glasionomers - plus wichtiger Fortschritte, wie sofortige Endbearbeitung und hervorragende Ästhetik.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

60097  
Packung 50 Kapseln A3

Aktionspreis  
**134,90**



## GC Fuji® IX GP FAST

GC Fuji® IX GP FAST ist weltweit eines der führenden Glasionomer-Restaurationsmaterialien. Als herkömmliches, selbsthärtendes, hochviskoses Glasionomer ist es in der Kavität problemlos stopf- bzw. formbar und funktioniert hervorragend bei Restaurationen der Klassen I, II und V.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

24941  
Packung 50 Kapseln Fast A3

Aktionspreis  
**114,90**



## GC EQUIA Forte™ HT

Glashybrid-Bulk-Fill-Restorationssystem für Langzeit-Versorgungen.

- Maximale Feuchtigkeits- und Fehlertoleranz
- Hervorragende Langzeiterfolge – auch bei kaulasttragenden Kavitäten
- Schnelle und einfache Bulk-Füllungen

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

204118  
Nachfüllpackung 50 x 0,14 ml Kapseln A3



Aktionspreis  
**125,90**



## Silvermix

Der Kapselmischer ist nicht nur einfach in der Handhabung, sondern eignet sich zudem für jede Dentalwerkstoffkapsel. Die spezielle Achterbewegung der stabilen Metallmischgabel ist vibrations- und geräuscharm.

97300  
Anmischgerät inklusive 2 Netzkabel (EU, UK)

Hersteller-Listenpreis 352,20

Aktionspreis  
**249,-**



## GC Initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite

Initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite ist eine vorgesinterte Zirkonoxid-Ronde für CNC-Fräsmaschinen, aus der Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Veneers sowie Komponenten für zweiteilige oder Hybrid-Abutments hergestellt werden können. Initial Zirconia Disk Multilayer Elite gibt es in allen 16 V-Farben und 3 Bleach-Farben, in Stärken von 14, 16, 20 und 25 mm und mit einem Durchmesser von 98,5 mm.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**294215**  
Disk Ø 98,5 mm, H 16 mm, A3



Aktionspreis  
**134,90**

**294240**  
Disk Ø 98,5 mm, H 20 mm, A3



Aktionspreis  
**161,90**

## GC Fujivest® Premium

Graphitfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für Kronen und Brücken. Speziell geeignet für NEM und alle Dentallegierungen. Ringlos zu verarbeiten (konventionelles sowie schnelles Aufheizen). Breiter Expansionsbereich bis zu 3.5 % - auch komplizierte implantatgetragene Suprastrukturen aus NEM sind sicher und verlässlich herstellbar. Optimale Expansionskontrolle durch Flüssigkeitsverdünnung für eine perfekte Passung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**57029**  
Karton 40 x 150 g Beutel

**57069**  
Flasche 900 ml Liquid

Aktionspreis  
**91,90**



Aktionspreis  
**22,50**

## GC FUJIROCK® EP Classic Line

Superhartgips der Klasse IV. Classic Line für alle prothetischen Arbeiten, die hohe Präzision, hervorragende Kantenhärte und hohe Drucksensibilität erfordern. Classic Line: Für alle prothetischen Arbeiten, hohe Präzision und Kantenhärte.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**57033**  
Eimer 12 kg Gips Goldbraun



Aktionspreis  
**64,90**

## GC FUJIROCK® EP Premium Line

Superhartgips der Klasse IV. Premium Line für alle prothetischen Arbeiten, die hohe Präzision, hervorragende Kantenhärte und hohe Drucksensibilität erfordern. Premium Line: Für hochpräzise Arbeiten (z. B. implantatgetragene oder vollkeramische Restaurationen).

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**123786**  
Eimer 11 kg Gips Pastellgelb



Aktionspreis  
**65,90**

Angebot solange der Vorrat reicht, gültig vom 01.10. bis 31.12.2025. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Dental-Union GmbH zzgl. der gesetzl. MwSt. Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter [www.dental-union.de](http://www.dental-union.de) im Bereich „Vertriebsstruktur“.

